

HOSPITAL COMARCAL DE RIOTINTO	Procedimiento General Sistema Gestión de Calidad
CARTERA DE SERVICIOS URGENCIAS	
Versión 1. 17/01/2023	

CARTERA DE SERVICIOS LABORATORIO

Objetivo y Finalidad	Proporcionar información sobre los servicios ofertados por parte del laboratorio de urgencias.
Ámbito de aplicación y alcance	Este procedimiento se aplica a todo el Servicio de Análisis Clínicos.
Responsabilidad	Jefa de Servicio, la cual será la encargada de gestionar la cartera de servicios disponible y definir los criterios de actualización de la misma.

URGENCIAS 2023

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS		
Nº EDICIÓN	FECHA	NATURALEZA DE LOS CAMBIOS Y PUNTOS AFECTADOS
Edición 1	17/01/2023	Edición inicial
Edición 2	15/01/2024	Ampliación cartera

Extracción hospitalaria. Recepción todos los días las 24 horas.

Nombre convencional	Código GLC	Nombre Sistemático	VN y Unidades	Transporte	Espécimen/ Contenedor	Etiqueta	Observaciones/ Recomendaciones	Tiempo de respuesta
ÁREA BIOQUÍMICA General (sangre)								
Glucosa	CLC00500	Pla--Glucosa; c.sust.(proc.)	70.0-100.0 mg/dL	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG		<60 min
Albúmina	CLC00606	Pla--Albúmina; c.masa(proc.)	3.5-5.0 g/dL	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG		<60 min
Proteínas totales	CLC00607	Pla--Proteína; c.masa(proc.)	6.0-8.0 g/dL	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG		<60 min
Urea	CLC00503	Pla--Urea; c.sust.(proc.)	20.0-50.0	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG		<60 min
Creatinina	CLC00504	Pla--Creatinino; c.sust.(proc.)	0.7-1.4 mg/dL	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG		<60 min
Acido úrico	CLC00505	Pla--Urato; c.sust.(proc.)	2.6-7.2 mg/dl	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG		<60 min
Bilirrubina total	CLC00522	Pla--Bilirrubinas; c.sust.(proc.)	0.1-0.3 mg/dL	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	Protegido de la luz	<60 min
Lactato deshidrogenasa (LDH)	CLC00525	Pla--Lactato deshidrogenasa; c.cat.(proc.)	230.0-460.0 U/L	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG		<60 min
Gamma glutamiltransferasa (GGT)	CLC00540	Pla--gamma-Glutamiltransferasa; c.cat.(proc.)	11.0-49.0 U/L	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG		<60 min
Aspartato transaminasa (GOT)	CLC00541	Pla--Aspartato transaminasa; c.cat.(proc.)	5.0-37.0 U/L	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG		<60 min
Alanina transaminasa (GPT)	CLC00542	Pla--Alanina transaminasa; c.cat.(proc.)	20.0-40.0 U/L	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG		<60 min
Creatina quinasa	CLC00543	Pla--Creatina quinasa; c.cat.(proc.)	10-195 U/L	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG		<60 min
Triacilglicerol lipasa	CLC00553	Pla--Triacilglicerol lipasa; c.cat.	0-60.0 U/L	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG		<60 min
Colinesterasa	CLC00554	Pla--Colinesterasa; c.cat.	5400-13200 U/L	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG		<60 min
Fosfatasa alcalina	CLC00559	Pla--Fosfatasa alcalina; c.cat.(proc.)	90.0-258.0 U/L	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG		<60 min
alfa-Amilasa	CLC00579	Pla--alfa-Amilasa; c.cat.(proc.)	15-220 U/L	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG		<60 min
Sodio	CLC00506	Pla--Ion sodio; c.sust.(proc.)	135-145 mEq/L	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG		<60 min
Potasio	CLC00508	Pla--Ion potasio; c.sust.(proc.)	3.5-5.0 mEq/L	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG		<60 min
Calcio	CLC00512	Pla--Calcio(II); c.sust.(proc.)	8.5-10.5 mg/dL	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG		<60 min
Calcio iónico	CLC00516	Pla--Ion calcio(libre); c.sust.(proc.)	1.0-1.2 mmol/L	Tª ambiente	Jeringa gasometria	OTROS	Invertir varias veces para evitar formación de coágulos	<60 min
Fósforo	CLC00519	Pla--Fosfato(P; inorgánico);	2.5-4.5 mg/dL	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG		<60 min

Magnesio	CLC00595	c.sust.(proc.) Pla-- Magnesio(II); c.sust.(proc.)	1.90-2.5 mg/dL	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	<60 min
ÁREA PROTEÍNAS ESPECÍFICAS (sangre)							
Proteína C reactiva	CLC00636	Pla--Proteína C reactiva; c.masa(proc.)	2.1-5.0 mg/L	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	<60 min
Procalcitonina	CLC00638	Pla-- Procalcitonina; c.masa(proc.)	0.0-0.5 ng/mL	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	<60 min
Troponina T (alta sensibilidad)	CLC02817	Pla--Troponina T, músculo cardíaco; c.masa(alta sensibilidad; proc.)	0.0-0.05 ng/ml	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	<60 min
Ferritina	CLC00626	Pla--Ferritina; c.masa(proc.)	30.0-400.0 ng/mL	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	<60 min
Ión amonio	CLC00113	Pla—Amonio; c.sust.	27.0-102.0 mcg/dL	En hielo y protegido de la luz	Tapón morado Plasma/ EDTA 10 mL	HB GLIOSILADA	Muy importante: En frío, protegido de la luz, centrifugar inmediatamente y congelar Laboratorio externo (HJR) <4 horas
ÁREA MARCADORES TUMORALES (sangre)							
Antígeno carcinoembrionario	CLC00814	Pla--Antígeno carcinoembrio- nario; c.masa(proc.)	0.1-5.0 ng/mL	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	<60 min
Antígeno prostático específico (PSA)	CLC00820	Pla--Antígeno específico de la próstata; c.ma- sa(proc.)	0.1-4.0 ng/mL	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	<60 min
Antígeno prostático específico libre (PSA)	CLC00821	Pla--Antígeno específico de la próstata(libre); c.masa(proc.)	ng/mL	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	<60 min
ÁREA GASES Y pH (sangre)							
Gasometría+Hemo- ximetría arterial	CLC00659	Pac(aSan)-- Estado ácido base+Hemoxim- etría; prop.arb. (grupo)	0.0-0.0	Tª ambiente	Jeringa gasometria	OTROS	Invertir varias veces para evitar formación de coágulos <60 min
Gasometría venosa	CLC00687	Pac(vSan)-- Estado ácido base; prop.arb. (grupo)	0.0-0.0	Tª ambiente	Jeringa gasometria	OTROS	Invertir varias veces para evitar formación de coágulos <60 min
pH (vCord)	CLC00751	Pla(cordSan; vSan)--Ion hidrogeno; pH(37 °C)	0.0-0.0	Tª ambiente	Jeringa gasometria	OTROS	Invertir varias veces para evitar formación de coágulos <60 min
ÁREA HORMONAS (sangre)							
Coriogonadotropina (beta total)	CLC11768	Pla-- Coriogonadotro- pina+cadena beta; c.sust.arb. (proc.)	0.0-2.0 UI/L	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	<60 min
pro-Péptido natriurético cerebral (pro-BNP)	CLC12187	Pla--Pro- péptido natriurético cerebral(1-76); c.masa(proc.)	0.0-300.0 pg/mL	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	<60 min
ÁREA FÁRMACOS (sangre)							
Digoxina	CLC01160	Pla--Digoxina; c.sust.(proc.)	0.8-2.0	Tª ambiente	Tapón verde	BIOQUÍMICA-URG	<60 min

Paracetamol	CLC01171	Pla-- Paracetamol; c.sust.(proc.)	ng/mL 10.0-25.0 mcg/mL	Tª ambiente	4,5 mL Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	<60 min
Ácido valproico	CLC01175	Pla--Valproato; c.sust.(proc.)	50.0-100.0 mcg/mL	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	<60 min
Carbamazepina	CLC01176	Pla-- Carbamazepina; c.sust.(proc.)	8.0-12.0 mcg/mL	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	<60 min
ÁREA DROGAS DE ABUSO							
Anfetamina (cribaje; orina)	CLC01198	Uri-- Anfetamina; c.arb.(cribaje; 0 1; proc.)	Pos/Neg	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	Técnica de cribado. <60 min
Metanfetamina (cribaje; orina)	CLC01199	Uri-- Metanfetamina; c.arb.(cribaje; 0 1; proc.)	Pos/Neg	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	Técnica de cribado. <60 min
Metilenedioximetan fetamina (cribaje; orina)	CLC01200	Uri--3,4- Metilenedioxim etanfetamina; c.arb.(cribaje; 0 1)	Pos/Neg	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	Técnica de cribado. <60 min
Antidepresivos tricíclicos (cribaje; orina)	CLC01201	Uri-- Antidepresivo tricíclico; c.arb. (cribaje; 0 1; proc.)	Pos/Neg	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	Técnica de cribado. <60 min
Benzodiazepinas (cribaje; orina)	CLC01202	Uri-- Benzodiazepina s; c.arb.(cribaje; 0 1; proc.)	Pos/Neg	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	Técnica de cribado. <60 min
Barbitúricos (cribaje; orina)	CLC01203	Uri-- Barbiturato; c.arb.(cribaje; 0 1; proc.)	Pos/Neg	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	Técnica de cribado. <60 min
Cannabis (cribaje; orina)	CLC01204	Uri-- Cannabinoides; c.arb.(cribaje; 0 1)	Pos/Neg	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	Técnica de cribado. <60 min
Cocaína (cribaje; orina)	CLC01205	Uri--Cocaína; c.arb.(cribaje; 0 1; proc.)	Pos/Neg	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	Técnica de cribado. <60 min
Metadona (cribaje; orina)	CLC01206	Uri--Metadona; c.arb.(cribaje; 0 1)	Pos/Neg	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	Técnica de cribado. <60 min
Opiáceos (cribaje; orina)	CLC01207	Uri-- Morfina+análog os; c.arb. (cribaje; 0 1; proc.)	Pos/Neg	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	Técnica de cribado. <60 min
URIANÁLISIS							
Sistemático de orina	CLC00106	Uri--Entidades moleculares; prop.arb.(grupo; tira reactiva)	0.0-0.0	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	<60 min
Sedimento urinario	CLC00107	Uri--Entidades microscópicas; prop.arb. (grupo; proc.)	0.0-0.0	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	<60 min
Prueba de Embarazo	CLC00108	Uri-- Coriogonadotro pina; c.arb.(0 1; proc.)	Pos/Neg	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	<60 min
ÁREA BIOQUÍMICA General (orina)							
Glucosa (orina)	CLC00971	Uri--Glucosa; c.sust.	0.0-30.0 mg/dL	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	<60 min

Albúmina	CLC01017	Uri--Albúmina; c.masa(proc.)	0-20 mg/L	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	<60 min
Proteína (orina)	CLC01014	Uri--Proteína; c.masa	0.0-75.0 mg/dL	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	<60 min
Creatinina (orina)	CLC00978	Uri--Creatininio; c.sust.	40.0-270.0 mg/dL	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	<60 min
Ácido úrico (orina)	CLC00981	Uri--Urato; c.sust.	37.0-92.0 mg/dL	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	<60 min
alfa-Amilasa (orina)	CLC01002	Uri--alfa- Amilasa; c.cat.	0.0-460.0 U/L	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	<60 min
Sodio (orina)	CLC00984	Uri--Ion sodio; c.sust.(proc.)	54.0-150.0 mEq/L	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	<60 min
Potasio (orina)	CLC00987	Uri--Ion potasio; c.sust. (proc.)	20.0-80.0 mEq/L	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	<60 min
Calcio (orina)	CLC00993	Uri--Calcio(II); c.sust.	6.8-21.3 mg/dL	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	<60 min
Fósforo (orina)	CLC00997	Uri--Fosfato(P; inorgánico); c.sust.	40.0-140.0 mg/dL	Tª ambiente	Tapón crema	ORINA	<60 min
ÁREA LÍQUIDOS BIOLÓGICOS							
Líquido cefalorraquídeo, análisis	CLC20048	Pac--Líquido cefalorraquíde o; prop.arb. (grupo; análisis)	-	Tª ambiente	Tapón verde LCR	LCR	<60 min
Aspecto macroscópico (LCR)	CLC20093	LCR--Aspecto macroscópico; prop.arb.	-	Tª ambiente	Tapón verde sin anticoagulant e	LCR	<60 min
Hematies (recuento; LCR)	CLC20122	LCR-- Eritrocitos; c.núm.	-	Tª ambiente	Tapón verde sin anticoagulant e	LCR	<60 min
Leucocitos (recuento; LCR)	CLC20123	LCR-- Leucocitos; c.núm.	-	Tª ambiente	Tapón verde sin anticoagulant e	LCR	<60 min
Polimorfonucleares (porcentaje; LCR)	CLC20124	Lks(LCR)-- Leucocitos(poli morfonucleares); fr.núm.	-	Tª ambiente	Tapón verde sin anticoagulant e	LCR	<60 min
Mononucleares (porcentaje; LCR)	CLC20125	Lks(LCR)-- Leucocitos(mon onucleares); fr.núm.	-	Tª ambiente	Tapón verde sin anticoagulant e	LCR	<60 min
Glucosa	CLC20096	LCR--Glucosa; c.sust.	40.0-70.0 mg/dL	Tª ambiente	Tapón verde con heparina de sodio/litio	LCR	<60 min
Proteínas totales	CLC20097	LCR--Proteína; c.masa	0.0-45.0 mg/dL	Tª ambiente	Tapón verde con heparina de sodio/litio	LCR	<60 min
Lactato deshidrogenasa	CLC20100	LCR--Lactato deshidrogenasa; c.cat.(proc.)	1-25 U/L	Tª ambiente	Tapón verde con heparina de sodio/litio	LCR	<60 min
ÁREA DIAGNÓSTICO PRENATAL							
Factor de crecimiento placentario (PIGF)	CLC04062	Pla--Factor de crecimiento placentario; c.masa(proc.)	pg/mL	Tª ambiente	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICA-SERO	<60 min
Factor de crecimiento	CLC04105	Pla--Factor de crecimiento	pg/mL	Tª ambiente	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICA-SERO	<60 min

endotelial vascular; receptor 1 soluble (sFLT-1) Factor de crecimiento endotelial vascular; receptor 1 soluble/Factor de crecimiento placentario (PIGF/sFLT-1)	CLC04334	endotelial vascular(recept or 1 soluble); c.masa(proc.) Pla--Factor de crecimiento endotelial vascular(recept or 1 soluble)/Factor de crecimiento placentario; cociente masa	<38.0	Tª ambiente	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICA-SERO	<60 min
ÁREA METABOLOPATÍAS							
Ácido láctico (sangre total)	CLC00112	San--Lactato; c.sust.(proc.)	4.5-19.8 mg/dL	Tª ambiente	Jeringa gasometria	OTROS	Invertir varias veces para evitar formación de coágulos <60 min
Ácido láctico (sangre total; venosa)	CLC00111	San(vSan)-- Lactato; c.sust. (proc.)	4.5-19.8 mg/dL	Tª ambiente	Jeringa gasometria	OTROS	Invertir varias veces para evitar formación de coágulos <60 min
ÁREA INMUNODIAGNÓSTICO INFECCIOSO (bacterias)							
Streptococcus pneumoniae, Ag (orina)	CLC32630	Uri--Antígeno de Streptococcus pneumoniae; c.carb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 50 mL ESTÉRIL	ORINA	<60 min
Legionella pneumophila, Ag (orina)	CLC32293	Uri--Antígeno de Legionella pneumophila; c.carb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Orina /Tapón crema	ORINA	Requiere Justificación clí- nica y epidemiológica por escrito en el volante. En caso de ser solicitada por UCI realizar directamen- te. <60 min
Streptococcus pyogenes, Ag (ex. faríngeo)	CLC32650	Secr(Faringe)-- Antígeno de Streptococcus pyogenes; c.carb. (0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Hisopo SIN medio transp.	OTROS	Sospecha de faringoamig- dalitis streptocócica. Cri- terios de Centor >2. Ma- yores de 4 años <60 min
Brucella spp., Ac	CLC00213	Pla--Anticuerpo contra Brucella spp.; c.carb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	Rosa de bengala, en caso de sospecha de brucelo- sis. <60 min
ÁREA INMUNODIAGNÓSTICO INFECCIOSO (virus)							
Virus de la inmunodeficiencia humana 1+2, Ac+Ag p24	CLC33318	Pla--Virus de la inmunodeficien- cia humana 1+2(Ac)+Virus de la inmunodeficien- cia humana 1(Ag p24); c.carb.(0 1;	-	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	Donantes de órganos, embarazada de parto no controlada y caso fuente de un accidente biológico. Avisar al FEA de guardia. Conservar muestra en nevera. <60 min
Virus de la hepatitis B (Ag c), Ac	CLC00229	Pla--Anticuerpo contra el virus de la hepatitis B(Ag c); c.carb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	Donantes de órganos. Avisar al FEA de guardia. Conservar muestra en nevera. <60 min
Virus de la hepatitis B, Ag s	CLC00231	Pla--Anticuerpo contra el virus de la hepatitis B(Ag s); c.sust.arb.(UI; proc.)	mUI/mL	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	Donantes de órganos, embarazada de parto no controlada y caso fuente de un accidente biológico. Avisar al FEA de guardia. Conservar muestra en nevera. <60 min
Virus de la hepatitis	CLC00235	Pla--Anticuerpo	-	Tª ambiente	Tapón verde	BIOQUÍMICA-URG	Donantes de órganos y <60 min

C, Ac		contra el virus de la hepatitis C; c.arb.(0 1; proc.)		4,5 mL		caso fuente de un accidente biológico. Avisar al FEA de guardia. Conservar muestra en nevera.	
Citomegalovirus, Ac(IgM) (cuantificación)	CLC32850	Pla-- Anticuerpo(IgM) contra Herpesvirus humano 5; c.sust.arb. (proc.)	U/mL	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	Donantes de órganos. Avisar al FEA de guardia. Conservar muestra en nevera. <60 min
Citomegalovirus, Ac(IgG) (cuantificación)	CLC32847	Pla-- Anticuerpo(IgG) contra Herpesvirus humano 5; c.sust.arb. (proc.)	U/mL	Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	Donantes de órganos. Avisar al FEA de guardia. Conservar muestra en nevera. <60 min
Virus HTLV 1+2, Ac	CLC33320	Pla-- Anticuerpo contra el virus linfotrópico de células T humanas 1+2; c.arb.(0 1; proc.)		Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	Donantes de órganos. Avisar al FEA de guardia. Conservar muestra en nevera. <24 horas
Mononucleosis (Ac heterófilos)	CLC00226	Pla--Anticuerpo heterófilo(Herp esvirus humano tipo 4); c.arb.(0 1; proc.)		Tª ambiente	Tapón verde 4,5 mL	BIOQUÍMICA-URG	Mayores de 10 años. En menores de 10 años sensibilidad < 50% <60 min
ÁREA MICROBIOLOGÍA (cultivo y microscopía)							
Tinción de Gram (LCR; informe)	CLC20261	Sist(espec.)-- Entidades microscópicas; prop.arb.(m.o.; gram)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Se le realizará en función de los resultados de biología molecular. Guardar muestra en frigorífico para su envío para estudio de virus en caso de que proceda a laboratorio de referencia. <60 min
ÁREA MICROBIOLOGIA Molecular (otras muestras)							
SARS Coronavirus 2, detección ARN (ex. nasofaríngeo)	CLC06623	Secr(Nasofaring e)--Coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Peticiones urgentes solicitadas por el servicio de Urgencias. No se procesarán las peticiones de rutina salvo orden expresa del FEA de guardia. Los cribados quirúrgicos se procesarán en la medida de lo posible mediante pooling de dos o más muestras. <60 min
Virus de la influenza A, detección ARN (ex. nasofaríngeo)	CLC02725	Secr(Nasofaring e)--Virus de la influenza A(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Peticiones urgentes solicitadas por el servicio de Urgencias. <60 min
Virus de la influenza B, detección ARN (ex. nasofaríngeo)	CLC02727	Secr(Nasofaring e)--Virus de la influenza B(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Peticiones urgentes solicitadas por el servicio de Urgencias. <60 min
Virus respiratorio sincitial, detección ARN (ex.	CLC02729	Secr(Nasofaring e)--Virus respiratorio sincitial(ARN);	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con	MICRO-MOLECULAR	Peticiones urgentes solicitadas por el servicio de Urgencias. <60 min

nasofaríngeo)		c.arb.(0 1; proc.)			medio UTM			
Virus del herpes simple 1, detección ADN (LCR)	CLC60069	LCR-- Herpesvirus humano 1(ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Virus del herpes simple 2, detección ADN (LCR)	CLC60071	LCR-- Herpesvirus humano 2(ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Citomegalovirus, Ac (LCR)	CLC33557	LCR-- Anticuerpo contra Herpesvirus humano 5; c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Enterovirus, detección ARN (LCR)	CLC60086	LCR-- Enterovirus(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Parechovirus humano, detección ARN	CLC03991	Sist(espec.)-- Parechovirus humano(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Virus de la varicela-zóster, detección ADN (LCR)	CLC60073	LCR-- Herpesvirus humano 3(ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Virus del herpes humano 6, detección ADN (LCR)	CLC60169	LCR-- Herpesvirus humano 6(ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Escherichia coli K1, detección ADN (LCR)	CLC06426	LCR-- Escherichia coli K1(ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Haemophilus influenzae, detección ADN	CLC03947	Sist(espec.)-- Haemophilus influenzae(ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Listeria monocytogenes, detección ADN	CLC03987	Sist(espec.)-- Listeria monocytogenes (ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Neisseria meningitidis, detección ADN (LCR)	CLC05383	LCR--Neisseria meningitidis(ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Streptococcus agalactiae, detección ADN (LCR)	CLC06422	LCR-- Streptococcus agalactiae(ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Streptococcus pneumoniae, detección ADN	CLC03957	Sist(espec.)-- Streptococcus pneumoniae(ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Cryptococcus neoformans+gattii complex, detección ADN (LCR)	CLC06429	LCR-- Cryptococcus neoformans+gattii complex(ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas

Virus de la viruela del mono, detección ADN	CLC08661	Sist(espec.)-- Virus de la viruela símica(ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado vesícula /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Peticiones urgentes solicitadas por el servicio de Urgencias.	<60 min
Adenovirus, detección ADN	CLC03142	Sist(espec.)-- Adenovirus(ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Procedentes de UCI y pediatría tras consultar FEA de guardia.	< 4 horas
Bordetella pertussis, detección ADN (ex. nasofaríngeo)	CLC02723	Secr(Nasofarínge)-- Bordetella pertussis(ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Procedentes de UCI y pediatría tras consultar FEA de guardia.	< 4 horas
Bordetella parapertussis, detección ADN	CLC03993	Sist(espec.)-- Bordetella parapertussis (ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Procedentes de UCI y pediatría tras consultar FEA de guardia.	< 4 horas
Chlamydomphila pneumoniae, detección ADN	CLC05324	Sist(espec.)-- Chlamydomphila pneumoniae(ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Procedentes de UCI y pediatría tras consultar FEA de guardia.	< 4 horas
Mycoplasma pneumoniae, detección ADN	CLC05319	Sist(espec.)-- Mycoplasma pneumoniae(ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Procedentes de UCI y pediatría tras consultar FEA de guardia.	< 4 horas
Coronavirus humano HKU1, detección ARN	CLC06439	Sist(espec.)-- Coronavirus humano HKU1(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Procedentes de UCI y pediatría tras consultar FEA de guardia.	< 4 horas
Coronavirus humano 229E, detección ARN	CLC06437	Sist(espec.)-- Coronavirus humano 229E(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Procedentes de UCI y pediatría tras consultar FEA de guardia.	< 4 horas
Coronavirus humano NL63, detección ARN	CLC06441	Sist(espec.)-- Coronavirus humano NL63(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Procedentes de UCI y pediatría tras consultar FEA de guardia.	< 4 horas
Coronavirus humano OC43, detección ARN	CLC06443	Sist(espec.)-- Coronavirus humano OC43(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Procedentes de UCI y pediatría tras consultar FEA de guardia.	< 4 horas
SARS Coronavirus 2, detección ARN (ex. nasofaríngeo)	CLC06623	Secr(Nasofarínge)-- Coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Procedentes de UCI y pediatría tras consultar FEA de guardia.	< 4 horas

Metapneumovirus humano, detección ARN	CLC03146	proc.) Sist(espec.)--Metapneumovirus humano(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Procedentes de UCI y pediatría tras consultar FEA de guardia.	< 4 horas
Virus de la influenza A, detección ARN (ex. nasofaríngeo)	CLC02725	Secr(Nasofaríngeo)--Virus de la influenza A(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Procedentes de UCI y pediatría tras consultar FEA de guardia.	< 4 horas
Virus de la influenza B, detección ARN (ex. nasofaríngeo)	CLC02727	Secr(Nasofaríngeo)--Virus de la influenza B(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Procedentes de UCI y pediatría tras consultar FEA de guardia.	< 4 horas
Rinovirus+Enterovirus, detección ARN	CLC06447	Sist(espec.)--Rinovirus+Enterovirus(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Procedentes de UCI y pediatría tras consultar FEA de guardia.	< 4 horas
Virus de la parainfluenza 1, detección ARN	CLC03136	Sist(espec.)--Virus de la parainfluenza 1(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Procedentes de UCI y pediatría tras consultar FEA de guardia.	< 4 horas
Virus de la parainfluenza 2, detección ARN	CLC03138	Sist(espec.)--Virus de la parainfluenza 2(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Procedentes de UCI y pediatría tras consultar FEA de guardia.	< 4 horas
Virus de la parainfluenza 3, detección ARN	CLC03140	Sist(espec.)--Virus de la parainfluenza 3(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Procedentes de UCI y pediatría tras consultar FEA de guardia.	< 4 horas
Virus de la parainfluenza 4, detección ARN	CLC06449	Sist(espec.)--Virus de la parainfluenza 4(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Procedentes de UCI y pediatría tras consultar FEA de guardia.	< 4 horas
Virus respiratorio sincitial, detección ARN (ex. nasofaríngeo)	CLC02729	Secr(Nasofaríngeo)--Virus respiratorio sincitial(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Procedentes de UCI y pediatría tras consultar FEA de guardia.	< 4 horas

ACTUALIZACIÓN CARTERA DE SERVICIOS

La cartera de servicios del laboratorio de Urgencias se actualizará de forma anual, mediante consenso con los facultativos clínicos y tras la valoración de la rentabilidad diagnóstica de las pruebas a incorporar o eliminar. El FEA responsable dará a conocer al resto del personal las pruebas a incorporar y facilitará la formación técnica y teórica que sea necesaria.

Además, se establecen los canales de comunicación para la difusión de la misma, que son la publicación en la Intranet para su consulta por parte de los profesionales sanitarios, la carpeta común “Protocolos Laboratorio” para los profesionales del Laboratorio y la página web para su consulta por parte de los pacientes.