

HOSPITAL COMARCAL DE RIOTINTO	Procedimiento General Sistema Gestión de Calidad
CARTERA DE SERVICIOS RUTINA	
Versión 1. 17/01/2023	

Objetivo y Finalidad	Proporcionar información sobre los servicios ofertados por parte del laboratorio de rutina.
Ámbito de aplicación y alcance	Este procedimiento se aplica a todo el Servicio de Análisis Clínicos.
Responsabilidad	Jefa de Servicio, el cual será la encargada de gestionar las la cartera de servicios disponible y definir los criterios de actualización de la misma.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
SANDRA FUENTES CANTERO	MARTA RICO RODRÍGUEZ	GEMA MARÍA VARO SÁNCHEZ
Fecha: 12/01/2024	Fecha: 14/02/2024	Fecha: 16/02/2024

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS		
Nº EDICIÓN	FECHA	NATURALEZA DE LOS CAMBIOS Y PUNTOS AFECTADOS
Edición 1	17/01/2023	Edición inicial
Edición 2	16/02/2024	Ampliación cartera servicios

CARTERA DE SERVICIOS RUTINA

Obtención: *Extracción hospitalaria y/o Centros periféricos*

Hospitalización, Atención especializada y Atención Primaria

Recepción de Lunes a viernes de 8:00 a 15:00

Nombre convencional	Código CLC	Nombre Sistemático	VN y Unidades	Transporte	Espécimen/Contenedor	Etiqueta	Observaciones	Tiempo de respuesta
BIOQUÍMICA								
Glucosa	CLC00500	Pla--Glucosa; c.sust.(proc.)	70.0-100.0 mg/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas	24 horas
Glucosa (30 min)	CLC00772	Pla--Glucosa; c.sust.(30 min; proc.)	Sangre	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	OTROS (Anotar min en el tubo)	CITA PREVIA SALUD RESPONDE 955 54 50 60. CURVAS código: HRT-02	24 horas
Glucosa (60 min)	CLC00775	Pla--Glucosa; c.sust.(60 min; proc.)	Sangre	Refrigerado	Tapón gris / Fluoruro 3 mL	O 'SULLIVAN (Anotar min en el tubo)	CITA PREVIA SALUD RESPONDE 955 54 50 60. CURVAS código: HRT-02	24 horas
Glucosa (120 min)	CLC00778	Pla--Glucosa; c.sust.(120 min; proc.)	Sangre	Refrigerado	Tapón gris / Fluoruro 3 mL	OTROS (Anotar min en el tubo)	CITA PREVIA SALUD RESPONDE 955 54 50 60. CURVAS código: HRT-02	24 horas
Glucosa (180 min)	CLC00780	Pla--Glucosa; c.sust.(180 min; proc.)	Sangre	Refrigerado	Tapón gris / Fluoruro 3 mL	OTROS (Anotar min en el tubo)	CITA PREVIA SALUD RESPONDE 955 54 50 60. CURVAS código: HRT-02	24 horas
Xilosa (120 min)	CLC00792	Pla--Xilosa; c.sust.(120 min; proc.)	Sangre	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	CITA PREVIA SALUD RESPONDE 955 54 50 60. CURVAS código: HRT-02 Laboratorio externo.	7 días
Albúmina	CLC00606	Pla--Albúmina; c.masa(proc.)	3.5-5.0 g/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas.	24 horas
Proteínas totales	CLC00607	Pla--Proteína; c.masa(proc.)	6.0-8.0 g/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas. No debe obtenerse la muestra después de un ejercicio intenso.	24 horas
Urea	CLC00503	Pla--Urea; c.sust.(proc.)	20.0-50.0	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas.	24 horas
Creatinina	CLC00504	Pla--Creatinina; c.sust.(proc.)	0.7-1.4 mg/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas.	24 horas
Acido úrico	CLC00505	Pla--Urato; c.sust.(proc.)	2.6-7.2 mg/dl	Refrigerado	Tapón rojo suero 10	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas.	24 horas

					mL			
Filtrado glomerular/1,73 m ² (estimado)	CLC00548	Ren-- Filtrado glomerular; caudal vol. (estimado; ajustado a superficie; proc.)	>90 ml/min	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	-	24 horas
Colesterol	CLC00649	Pla-- Colesterol+éster; c.sust.	Sangre	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas.	24 horas
Colesterol de HDL	CLC00650	Pla-- Colesterol+éster(en HDL); c.sust. (proc.)	Sangre	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas.	24 horas
Colesterol de LDL (calculado)	CLC00470	Pla-- Colesterol+éster(en LDL); c.sust. (cálculo)	Sangre	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas. No valorar con concentraciones de Triglicéridos >400 mg/dL.	24 horas
Triglicéridos	CLC00653	Pla-- Triglicérido; c.sust.	Sangre	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas. No consumir alcohol en las 72 horas previas a la toma de especímen	24 horas
Bilirrubina total	CLC00522	Pla-- Bilirrubinas; c.sust.(proc.)	0.1-0.3 mg/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas. Protegido de la luz	24 horas
Bilirrubina directa	CLC00523	Pla-- Bilirrubina(c onjugada); c.sust.(proc.)	mg/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas. Protegido de la luz	24 horas
Acidos Biliares	CLC00799	Pla--Ácidos Biliares; c.sust.	Sangre	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo.	5 días
Lactato deshidrogenasa	CLC00525	Pla--Lactato deshidrogenasa; c.cat. (proc.)	230.0-460.0 U/L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas.	24 horas
Gamma glutamiltransferasa	CLC00540	Pla--gamma-Glutamiltransferasa; c.cat. (proc.)	11.0-49.0 U/L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas. Recomendable suprimir la ingesta de fenitoina y de fenobarbital los días previos a la extracción de sangre. Hay medicamentos que elevan los valores, consultar.	24 horas
Aspartato	CLC00541	Pla--Aspartato transaminasa;	5.0-	Refrigerado	Tapón	BIOQUÍMIC	Ayuno 12 horas.	24 horas

transaminasa		c.cat.(proc.)	37.0 U/L		rojo suero 10 mL	A-SERO		
Alanina transaminasa	CLC00542	Pla--Alanina transaminasa; c.cat.(proc.)	20.0- 40.0 U/L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas.	24 horas
Creatina quinasa	CLC00543	Pla--Creatina quinasa; c.cat. (proc.)	10-195 U/L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Evitar ejercicio violento e inyecciones intramusculares antes de la extracción. Hay medicamentos que elevan los valores.	24 horas
Triacilglicerol lipasa	CLC00553	Pla-- Triacilglicerol lipasa; c.cat.	0-60.0 U/L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas
Colinesterasa	CLC00554	Pla-- Colinesterasa; c.cat.	5400- 13200 U/L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas.	24 horas
Fosfatasa alcalina	CLC00559	Pla--Fosfatasa alcalina; c.cat. (proc.)	90.0- 258.0 U/L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas. Almacenar la muestra produce un incremento de la actividad : 6% a temperatura ambiente; 4% a 4°C y 1% a -20°C.	24 horas
alfa-Amilasa	CLC00579	Pla--alfa- Amilasa; c.cat. (proc.)	15-220 U/L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas.	24 horas
Enzima convertidora de angiotensina	CLC00585	Pla--Peptidil- dipeptidasa A; c.cat.	8,00- 52,00 U/L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo.	3 días
Triptasa (masa)	CLC00573	Pla-- Triptasa; c.masa(proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Sodio	CLC00506	Pla--Ion sodio; c.sust.(proc.)	135- 145 mEq/L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas.	24 horas
Potasio	CLC00508	Pla--Ion potasio; c.sust. (proc.)	3.5-5.0 mEq/L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas.	24 horas
Calcio	CLC00512	Pla--Calcio(II); c.sust.(proc.)	8.5- 10.5 mg/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas.	24 horas
Calcio iónico	CLC00516	Pla--Ion calcio(libre); c.sust.(proc.)	1.0-1.2 mmol/ L	Refrigerado	Jeringa gasometría	OTROS		24 horas
Fósforo	CLC00519	Pla--Fosfato(P; inorgánico); c.sust.(proc.)	2.5-4.5 mg/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas. Debe suprimirse si es posible, epinefrina,	24 horas

							insulina, hidroxido de aluminio, esteroides anabólicos, hormona de crecimiento y vitamina D pues elevan falsamente los valores. Evitar ejercicio, hemolisis.	
Magnesio	CLC00595	Pla--Magnesio(II); c.sust.(proc.)	1.90-2.5 mg/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas
Cobre	CLC00593	Pla--Cobre; c.sust.(proc.)	Sangre	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Labortorio externo	2 días
Hierro	CLC00588	Pla--Hierro; c.sust.(proc.)	Sangre	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas
Hemoglobina glicosilada (A1c)	CLC01696	Hb(San)--Hemoglobina A1c; fr.masa(proc.)	4.0-5.5 %	Refrigerado	Plasma/EDTA 3 mL	HB GLICOSILADA		24 horas
PROTEÍNAS ESPECÍFICAS (sangre)								
Proteinograma	CLC00608	Pla--Proteínas(tipos); prop.arb.(grupo; EF; proc.)	-	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Componente M	CLC01142	Pla--Componente -M; c.arb.(01; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Cadenas kappa libres	CLC01090	Pla--Cadena kappa(Ig; libre); c.masa(proc.)	3.30-19.40 mg/L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Cadenas lambda libre	CLC01091	Pla--Cadena lambda(Ig; libre); c.masa(proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Cadenas ligeras libres (Kappa/lambda)	CLC01092	Pla--Cadena kappa(Ig; libre)/Cadena lambda(Ig; libre); cociente masa(proc.)	0.26-1.65 ratio	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Lipoproteína (a)	CLC00656	Pla--Lipoproteína (a); c.masa(proc.)	0.0-50.0 mg/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	2 días
Proteína C reactiva	CLC00636	Pla--Proteína C reactiva; c.masa(proc.)	2.1-5.0 mg/L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas

		)			mL			
Procalcitonina	CLC00638	Pla-- Procalcitonina; c.masa(proc.)	0.0-0.5 ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas
Interleucina 6	CLC00463	Pla-- Interleucina-6; c.masa(proc.)	0.0-7.0 pg/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	2 días
alfa-1- Antitripsina	CLC00645	Pla--alfa-1- Antitripsina; c.masa(proc.)	90.0- 200.0 mg/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	2 días
alfa-1- Antitripsina (fenotipo)	CLC00082	Pla--alfa-1- Antitripsina(fenotipo); taxón(proc.)	-	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo. Envío congelado.	10 días
Homocisteína	CLC00640	Pla-- Homocisteín a; c.sust. (proc.)	5.0- 15.0 μmol/ L	Refrigerado	Plasma/ EDTA 3 mL	HEMOGRA MA VSG	Ayuno 12 horas. Extracción hospitalaria. Envío a laboratorio externo congelado	2 días
Mioglobina	CLC00642	Pla-- Mioglobina; c.masa(proc.)	14.0- 66.0 ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	2 días
beta-2- Microglobulina	CLC00641	Pla--beta-2- Microglobuli na; c.masa(proc.)	0.1-3.0 mg/L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		1-7 días*
Ceruloplasmina	CLC00628	Pla-- Ferroxidasa; c.masa(proc.)	20.0- 40.0 mg/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL BIOQUÍMIC A-SERO	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	2 días
Haptoglobina	CLC00639	Pla-- Haptoglobina; c.masa(proc.)	36.0- 195.0 mg/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		1-7 días*
Prealbúmina	CLC00629	Pla-- Transtiretina ; c.masa(proc.)	20.0- 40.0 mg/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas.	1-7 días*
Proteína fijadora de retinol	CLC00630	Pla--Proteína enlazante de retinol; c.masa	3.0-6.0 mg/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL BIOQUÍMIC A-SERO	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas. Laboratorio externo	7 días
Ferritina	CLC00626	Pla-- Ferritina; c.masa(proc.)	30.0- 400.0 ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas
Hierro (capacidad de fijación)	CLC00589	Pla--Hierro, capacidad de fijación; c.sust.(proc.)	250.45 0.0 μg/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas

Transferrina	CLC00627	Pla-- Transferrina; c.masa(proc.)	200.0- 360.0 mg/dl	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas
Transferrina (índice de saturación; porcentaje)	CLC00591	Transferrina (lugares de unión al Fe; Pla)--Hierro; fr.sust. (proc.)	16.0- 40.0 %	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas
Inmunoglobulina A	CLC00549	Pla-- Inmunoglob ulina A; c.masa(proc.)	40.0- 350.0 mg/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas
Inmunoglobulina E	CLC00041	Pla-- Inmunoglob ulina E; c.sust.arb. (proc.)	0.0- 100.0 UI/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas
Inmunoglobulina G	CLC00055	Pla-- Inmunoglob ulina G; c.masa(proc.)	750.0- 1560.0 mg/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas
Inmunoglobulina G, subclases	CLC00453	Pla-- Inmunoglob ulina G(subclases) ; c.masa(grup o)	Sangre	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	7 días
Inmunoglobulina M	CLC00551	Pla-- Inmunoglob ulina M; c.masa(proc.)	46.0- 304.0 mg/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas
Complemento C1 esterasa, inhibidor (actividad)	CLC00576	Pla-- Inhibidor del complement o C1 esterasa; c.sust.rel. (enz.; actual/norm al)	70.0- 130.0 %	Refrigerado	Plasma/ Tapón azul (cittrato) 3 mL	COAGULCIÓ N	Laboratorio externo	2 días
Complemento C1 esterasa, inhibidor (masa)	CLC02278	Pla-- Inhibidor del complement o C1 esterasa; c.masa(proc.)	22.0- 45.0 mg/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	2 días
Complemento C1q	CLC02279	Pla-- Complement o C1q; c.masa(proc.)	17.5- 48.5 mg/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	2 días
Complemento C3	CLC00552	Pla-- Complement o C3; c.masa(proc.)	82.0- 170.0 mg/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días

		)						
Complemento C4	CLC00563	Pla-- Complement o C4; c.masa(proc.)	12.0- 36.0 mg/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
MARCADORES TUMORALES								
alfa-Fetoproteína	CLC00813	Pla--alfa-1- Fetoproteína ; c.masa(proc.)	0.1- 10.0 ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		1-7 días*
Antígeno carcinoembrionar io	CLC00814	Pla-- Antígeno carcinoembr ionario; c.masa(proc.)	0.1-5.0 ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas
Antígeno SCC	CLC00827	Pla-- Carcinoma de células escamosas, antígeno; c.masa(proc.)	0.0-1.5 ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	2 días
CA 125	CLC00815	Pla--Cáncer, antígeno 125; c.sust.arb. (proc.)	5.0- 35.0 U/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		1-7 días*
CA 15.3	CLC00816	Pla--Cáncer, antígeno 15- 3; c.sust.arb. (proc.)	2.0- 37.0 U/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		1-7 días*
CA 19.9	CLC00817	Pla--Cáncer, antígeno 19- 9; c.sust.arb. (proc.)	2.0- 37.0 U/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		1-7 días*
Cromogranina A	CLC12265	Pla-- Cromogranin a A; c.masa(proc.)	<100 ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Extracción hospitalaria. Envío congelado a laboratorio externo. Pacientes en tratamiento con omeprazol u otros inhibidores de bomba de protones deben suspender el tratamiento mínimo 15 días antes	7 días
Enolasa específica neuronal	CLC00823	Pla--Enolasa específica neuronal; c.masa(proc.)	1.0- 18.30 ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo.	2 días
Proteína HE-4	CLC02826	Pla--Proteína 4 del epidídimo humano; c.sust.(proc.)	<150 pmol/ L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo.	2 días
PSA	CLC00820	Pla-- Antígeno	0.1-4.0 ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas

		específico de la próstata; c.masa(proc.)			suero 10 mL			
PSA (libre)	CLC00821	Pla-- Antígeno específico de la próstata(libre); c.masa(proc.)	ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas
PSA (fracción libre)	CLC00822	PSA(Pla)-- Antígeno específico de la próstata(libre); fr.masa	0.18-1.00 x1	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Muy importante que la muestra sea centrifugada antes de una hora tras la extracción	24 horas
GASES Y pH (sangre)								
Gasometría+Hemoximetría arterial	CLC00659	Pac(aSan)-- Estado ácido base+Hemoximetría; prop.arb. (grupo)	-		Jeringa gasometría/ Sangre arterial	OTROS		24 horas
Hemoglobina total (hemoxímetro; a)	CLC00685	San(aSan)-- Hemoglobina; c.masa(hemoxímetro)	-		Jeringa gasometría/ Sangre arterial	OTROS		24 horas
Carboxihemoglobina (porcentaje; a)	CLC00680	Hb(aSan)-- Carboxihemoglobina; fr.masa	-		Jeringa gasometría/ Sangre arterial	OTROS		24 horas
Metahemoglobina (porcentaje; a)	CLC00682	Hb(aSan)-- Metahemoglobina; fr.masa	-		Jeringa gasometría/ Sangre arterial	OTROS		24 horas
Gasometría venosa	CLC00687	Pac(vSan)-- Estado ácido base; prop.arb. (grupo)	-		Jeringa gasometría/ Sangre venosa	OTROS		24 horas
pH (vCord)	CLC00751	Pla(cordSan; vSan)-- Ion hidrogeno; pH(37 °C)	-		Jeringa gasometría/ Sangre de cordón	OTROS		24 horas
HORMONAS								
Tirotropina	CLC00033	Pla-- Tirotropina; c.sust.arb. (proc.)	0.4-4.0 µUI/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas
Tiroxina (libre)	CLC00033	Pla-- Tirotropina; c.sust.arb. (proc.)	0.9-1.7 ng/dL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas
Triyodotironina	CLC11007	Pla--	2.3-4.6	Refrigerado	Tapón	BIOQUÍMIC		1-7 días*

(libre)		Triyodotironina(libre); c.sust.(proc.)	pg/mL		rojo suero 10 mL	A-SERO		
Paratirina (intacta)	CLC11015	Pla--Paratirina(intacta); c.sust.(proc.)	15.0-65.0 pg/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		1-7 días*
Insulina	CLC11020	Pla--Insulina; c.sust.arb.(proc.)	2.6-24.9 µU/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Extracción hospitalaria. Ayuno nocturno de 7 horas. Laboratorio externo	2 días
Péptido C	CLC11023	Pla--Péptido C; c.sust.(proc.)	0.48-5.05 ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Extracción hospitalaria. Ayuno nocturno de 10-12 horas. Laboratorio externo	2 días
Factor de crecimiento insulinoide I	CLC11036	Pla--Factor de crecimiento insulinoide I; c.sust.(proc.)	ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Extracción hospitalaria. Ayuno nocturno. Laboraotio externo	2 días
Proteína 3 fijadora del factor de crecimiento insulinoide	CLC11041	Pla--Proteína 3 fijadora del factor de crecimiento insulinoide; c.masa(proc.)	µg/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno nocturno. Laboratorio externo.	2 días
Prolactina	CLC11775	Pla--Prolactina; c.masa(proc.)	4.6-21.4 ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno nocturno. Considerar hora de extracción en relación al ciclo vigilia-sueño. Obtención del especimen entre 2 y 4 horas tras el despertar. Factores de variación biológica: Ciclo menstrual, embarazo, estrés,ciclo sueño-vigilia.	1-7 días*
Folitropina	CLC11797	Pla--Folitropina; c.sust.arb.(proc.)	1.5-12.4 mUI/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Anotar datos relativos al ciclo menstrual	1-7 días*
Lutropina	CLC11816	Pla--Lutropina; c.sust.arb.(proc.)	1.7-8.6 mUI/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Anotar datos relativos al ciclo menstrual	1-7 días*
Estradiol	CLC11837	Pla--17-beta-Estradiol; c.sust.(proc.)	pg/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Anotar datos relativos al ciclo menstrual	1-7 días*
Progesterona	CLC11846	Pla--Progesterona; c.sust.(proc.)	ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Anotar datos relativos al ciclo menstrual. Laboratorio externo	2 días
Testosterona	CLC11854	Pla--Testosterona	2.8-8.0 ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo	BIOQUÍMIC A-SERO		1-7 días*

		; c.sust. (proc.)			suero 10 mL			
Testosterona (libre)	CLC11869	Pla-- Testosterona (libre); c.sust.(proc.)	6.98- 39.98 pg/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo.	3 días
Globulina fijadora de hormonas sexuales	CLC11875	Pla-- Globulina fijadora de hormonas sexuales; c.sust.(proc.)	18.0- 114.0 nmol/ L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo.	3 días
Coriogonadotropi na (beta total)	CLC11768	Pla-- Coriogonado tropina+cade na beta; c.sust.arb. (proc.)	0.0-5.0 mU/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas
Coriogonadotropi na, subunidad beta (libre)	CLC11926	Pla-- Coriogonado tropina, cadena beta; c.sust.arb. (proc.)	ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		1-7 días*
Hormona anti- mulleriana	CLC02822	Pla-- Hormona anti- mulleriana; c.masa(proc.)	ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo.	1-7 días*
Inhibina B	CLC02825	Pla--Inhibina B; c.masa(proc.)	pg/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo.	7 días
Corticotropina	CLC11928	Pla-- Corticotropi na; c.sust. (proc.)	Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 3 mL	HEMOGRA MA VSG	Ayuno nocturno; efectuar extracción entre las 08:00 y 10:00h y evitar punciones venosas traumáticas(estrés). Se enviará inmediatamente tras la extracción al laboratorio para su centrifugación y separación del plasma. Envío congelado a laboratorio externo.	2 días
Cortisol	CLC11977	Pla--Cortisol; c.sust.(proc.)	Sangre	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno nocturno; evitar punciones venosas traumáticas(estrés). Considerar hora de extracción en relación al ciclo vigilia-sueño. La muestra se debe extraer entre las 8:00 y las 10:00h	1-7 días*
17- Hidroxiprogester ona	CLC12037	Pla--17- Hidroxiproge sterona; c.sust.(proc.)	ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo.	10 días

Androstendiona	CLC12046	Pla--Androstendiona; c.sust.(proc.)	0.5-3.0 ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno nocturno.En mujer el espécimen debe tomarse en fase folicular temprana. Laboratorio externo	2 días
Aldosterona	CLC12131	Pla--Aldosterona; c.sust.(proc.)	3.0-22.0 ng/mL	Refrigerado	Plasma/EDTA 3 mL	HEMOGRAMA VSG	Tres semanas antes de la determinación deben seguirse las siguientes normas: No tomar diuréticos, betabloqueantes, IECA, ARA II y calcioantagonistas dihidropiridínicos Dieta normosódica Puede tomar verapamil o diltiazem. Laboratorio externo.	2 días
Renina	CLC12167	Pla—Renina; c.masa(proc.)	μUI/mL	Refrigerado	Plasma/EDTA 3 mL	HEMOGRAMA VSG	Tres semanas antes de la determinación deben seguirse las siguientes normas: No tomar diuréticos, betabloqueantes, IECA, ARA II y calcioantagonistas dihidropiridínicos Dieta normosódica Puede tomar verapamil o diltiazem. Laboratorio externo	2 días
Renina (actividad)	CLC12156	Pla--Renina; act.cat.arb.(proc.)	-	Refrigerado	Plasma/EDTA 3 mL	HEMOGRAMA VSG		2 días
Vasopresina	CLC12190	Pla--Vasopresina; c.sust.(proc.)	<14.1 pg/mL	Refrigerado	Plasma/EDTA 3 mL	HEMOGRAMA VSG	Paciente en posición supina mínimo durante 60 min. y ambiente relajado. Evitar plasma (Heparina) y suero. Enviar congelado.	10 días
pro-Péptido natriurético cerebral	CLC12187	Pla--Pro-péptido natriurético cerebral(1-76); c.masa(proc.)	0.0- Según riesgo pg/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas
Eritropoyetina	CLC00466	Pla--Eritropoyetina; c.sust.arb.(proc.)	2.5-30.0 mUI/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo.	3 días
Gastrina	CLC12276	Pla--Gastrina; c.sust.(proc.)	13.0-100 pg/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno nocturno de 10-12h. Suprimir medicación antiácida 24h	3 días

							previas a la toma del espécimen. No fumar ni tomar café ó té durante el periodo de ayuno. Laboratorio externo.	
Colágeno I telopéptido C-terminal (beta-CrossLaps)	CLC00647	Pla-- Colágeno I, fragmentos del telopéptido C-terminal(cross-linked); c.masa(proc.)	ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	3 días
Propéptido aminoterminal del procolágeno tipo I (P1NP)	CLC00429	Pla-- Procolágeno I, propéptido N-terminal; c.masa(proc.)	ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	3 días
HORMONAS ORINA 24 HORAS								
Cortisol (orina 24h)	CLC12026	Uri--Cortisol; c.sust.(24h; proc.)	55.5-286 µg/24 h	Refrigerado	Frasco Naranja Orina 24h	ORINA 24H	Muestra de orina de 24h. Indispensable indicar diuresis. Laboratorio externo.	3 días
Cortisol, excreción (orina 24h)	CLC12027	Pac(Uri)--Cortisol; caudal sust.(24h; proc.)	4.3-176.0 µg/24 h	Refrigerado	Frasco Naranja Orina 24h	ORINA 24H	Laboratorio externo.	3 días
Catecolaminas fraccionadas, excreción (orina 24h)	CLC12174	Pac(Uri)--Catecolaminas; caudal sust.(grupo; 24h; proc.)	µg/24h	Refrigerado	Frasco Naranja Orina 24h	ORINA 24H	2 días antes no deberá tomar: Café, té y chocolate, Plátanos, piña, caramelos, dulces, pasteles, galletas, helados, vainilla ni bebidas gaseosas en general(coca-cola etc.) Laboratorio externo.	7 días
VITAMINAS								
Vitamina B12	CLC00805	Pla-- Cobalamina; c.sust.(proc.)	190-1000 pg/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas	24 horas
Vitamina D (25 OH)	CLC00807	Pla-- Calcidiol; c.sust.(proc.)	20.0-60.0 ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Vitamina D (1_25 OH)	CLC00808	Pla-- Calcitriol; c.sust.(proc.)	20.0-54.0 pg/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo.	5 días
Ácido fólico	CLC00811	Pla--Folato; c.sust.(proc.)	2.88-17.0 ng/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Ayuno 12 horas	24 horas
FÁRMACOS								
Digoxina	CLC01160	Pla--	0.8-2.0	Refrigerado	Tapón	BIOQUÍMIC		1-7 días*

		Digoxina; c.sust.(proc.)	ng/mL		rojo suero 10 mL	A-SERO		
Vancomicina	CLC01164	Pla-- Vancomicina ; c.sust. (proc.)	µg/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		1-7 días*
Ciclosporina (sangre total)	CLC01166	San-- Ciclosporina; c.sust.(proc.)	100- 250 ng/mL	Refrigerado	Plasma/ EDTA 3 mL	HEMOGRA MA VSG	Laboratorio externo	3 días
Micofenolato	CLC01167	Pla-- Micofenolato ; c.sust. (proc.)	1.0-3.5 µg/mL	Refrigerado	Plasma/ EDTA 3 mL	HEMOGRA MA VSG	Laboratorio externo	3 días
Sirolimus (sangre total)	CLC01168	San-- Sirolimus; c.sust.(proc.)	4.0- 20.0 ng/mL	Refrigerado	Plasma/ EDTA 3 mL	HEMOGRA MA VSG	Laboratorio externo	3 días
Everolimus(sangr e total)	CLC01216	San-- Everolimus; c.sust.(proc.)	3.0-8.0 ng/mL	Refrigerado	Plasma/ EDTA 3 mL	HEMOGRA MA VSG	Laboratorio externo	3 días
Tacrolimus (sangre total)	CLC01169	San-- Tacrolimus; c.sust.(proc.)	5.0- 15.0 ng/mL	Refrigerado	Plasma/ EDTA 3 mL	HEMOGRA MA VSG	Laboratorio externo	3 días
Paracetamol	CLC01171	Pla-- Paracetamol; c.sust.(proc.)	10.0- 30.0 µg/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		1-7 días*
Ácido valproico	CLC01175	Pla-- Valproato; c.sust.(proc.)	50.0- 100.0 µg/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		1-7 días*
Carbamazepina	CLC01176	Pla-- Carbamazepi na; c.sust. (proc.)	8.0- 12.0 µg/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		1-7 días*
Fenitoína	CLC01177	Pla-- Fenitoína; c.sust.(proc.)	10.0- 20.0 µg/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	7 días
Fenobarbital	CLC01178	Pla-- Fenobarbital ; c.sust. (proc.)	15.0- 40.0 µg/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	7 días
Litio	CLC01251	Pla--Ion litio; c.sust.(proc.)	0.5-1.2 mEq/L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		1-7 días*
Teofilina	CLC01190	Pla-- Teofilina; c.sust.(proc.)	10.0- 20.0 µg/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	7 días
DROGAS DE ABUSO								
Anfetamina (cribaje; orina)	CLC01198	Uri-- Anfetamina; c.arb. (cribaje; 0 1; proc.)	Positiv o/ negativ o	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTA L		24 horas
Metanfetamina (cribaje; orina)	CLC01199	Uri-- Metanfetami	Positiv o/	Refrigerado	Tapón crema/	ORINA ELEMENTA		24 horas

		na; c.arb. (cribaje; 0 1; proc.)	negativ o		10 mL	L		
Metilenedioximet anfetamina (cribaje; orina)	CLC01200	Uri--3,4- Metilenediox imetanfetam ina; c.arb. (cribaje; 0 1)	Positiv o/ negativ o	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTA L		24 horas
Antidepresivos tricíclicos (cribaje; orina)	CLC01201	Uri-- Antidepresiv o tricíclico; c.arb. (cribaje; 0 1; proc.)	Positiv o/ negativ o	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTA L		24 horas
Benzodiazepinas (cribaje; orina)	CLC01202	Uri-- Benzodiazep inas; c.arb. (cribaje; 0 1; proc.)	Positiv o/ negativ o	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTA L		24 horas
Barbitúricos (cribaje; orina)	CLC01203	Uri-- Barbiturato; c.arb. (cribaje; 0 1; proc.)	Positiv o/ negativ o	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTA L		24 horas
Cannabis (cribaje; orina)	CLC01204	Uri-- Cannabinoid e; c.arb. (cribaje; 0 1)	Positiv o/ negativ o	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTA L		24 horas
Cocaína (cribaje; orina)	CLC01205	Uri--Cocaína; c.arb. (cribaje; 0 1; proc.)	Positiv o/ negativ o	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTA L		24 horas
Metadona (cribaje; orina)	CLC01206	Uri-- Metadona; c.arb. (cribaje; 0 1)	Positiv o/ negativ o	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTA L		24 horas
Opiáceos (cribaje; orina)	CLC01207	Uri-- Morfina+aná logos; c.arb. (cribaje; 0 1; proc.)	Positiv o/ negativ o	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTA L		24 horas
URIANÁLISIS								
Sistemático de orina	CLC00106	Uri-- Entidades moleculares; prop.arb. (grupo; tira reactiva)	0.0-0.0	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTA L		24 horas
Sedimento urinario	CLC00107	Uri-- Entidades microscópica s; prop.arb. (grupo; proc.)	0.0-0.0	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTA L		24 horas

Prueba de Embarazo	CLC00108	Uri--Coriogonado tropina; c.arb.(0 1; proc.)	Positivo/negativo	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTAL		24 horas
BIOQUÍMICA DE ORINA								
Glucosa (orina)	CLC00971	Uri--Glucosa; c.sust.	0.0-30.0 mg/dL	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTAL		24 horas
Albúmina (orina)	CLC01017	Uri--Albúmina; c.masa(proc.)	0.0-20.0 mg/L	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTAL		24 horas
Proteína (orina)	CLC01014	Uri--Proteína; c.masa	0.0-150.0 mg/L	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTAL		24 horas
Urea (orina)	CLC00974	Uri--Urea; c.sust.	900-3000 mg/dL	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTAL		24 horas
Creatinina (orina)	CLC00978	Uri--Creatinina; c.sust.	mg/dL	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTAL		24 horas
Acido úrico (orina)	CLC00981	Uri--Urato; c.sust.	37.0-92.0 mg/dL	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTAL		24 horas
alfa-Amilasa (orina)	CLC01002	Uri--alfa-Amilasa; c.cat.	0.0-460.0 mEq/L	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTAL		24 horas
Sodio (orina)	CLC00984	Uri--Ion sodio; c.sust.(proc.)	54.0-150.0 mEq/L	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTAL		24 horas
Potasio (orina)	CLC00987	Uri--Ion potasio; c.sust.(proc.)	20.0-80.0 mEq/L	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTAL		24 horas
Calcio (orina)	CLC00993	Uri--Calcio(II); c.sust.	6.8-21.3 mg/dL	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTAL		24 horas
Fósforo (orina)	CLC00997	Uri--Fosfato(P; inorgánico); c.sust.	40.0-140.0 mg/dL	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA ELEMENTAL	Evitar ingesta de hidróxido de aluminio.	24 horas
Albúmina/ Creatinina (orina)	CLC01018	Uri--Albúmina/ Creatinina; cociente masa(mg/g; proc.)	0.0-30.0 mg/g	Refrigerado	Tapón crema/ 10 mL	ORINA 24H		24 horas
Albúmina (orina 24h)	CLC01220	Uri--Albúmina; c.masa(24h; proc.)	mg/L	Refrigerado	Frasco Naranja Orina 24h	ORINA 24H		24 horas
Creatinina (orina 24h)	CLC01223	Uri--Creatinina; c.sust.(24h)	39.0-259.0 mg/dL	Refrigerado	Frasco Naranja Orina 24h	ORINA 24H	Recogida de orina de paciente durante 24 horas. Anotar la diuresis del paciente.	24 horas
Fósforo (orina 24h)	CLC01231	Uri--Fosfato(P; inorgánico); c.sust.(24h)	40.0-140.0 mg/dL	Refrigerado	Frasco Naranja Orina 24h	ORINA 24H		24 horas
Cobre (orina 24h)	CLC01233	Uri--Cobre;	0.0-	Refrigerado	Frasco	ORINA 24H		4 días

		c.sust.(24h; proc.)	60.0 µg/24 h		Naranja Orina 24h			
Albúmina, excreción (orina 24h)	CLC01019	Pac(Uri)-- Albúmina; caudal masa(24h; proc.)	0.0- 30.0 mg/24 h	Refrigerado	Frasco Naranja Orina 24h	ORINA 24H		24 horas
Proteína, excreción (orina 24h)	CLC01016	Pac(Uri)-- Proteína; caudal masa(24h)	10.0- 150.0 mg/24 h	Refrigerado	Frasco Naranja Orina 24h	ORINA 24H		24 horas
Creatinina, excreción (orina 24h)	CLC00980	Pac(Uri)-- Creatinino; caudal sust. (24h)	980- 2350 mg/24 h	Refrigerado	Frasco Naranja Orina 24h	ORINA 24H		24 horas
Calcio, excreción (orina 24h)	CLC00996	Pac(Uri)-- Calcio(II); caudal sust. (24h)	100.0- 300.0 mg/24 h	Refrigerado	Frasco Naranja Orina 24h	ORINA 24H	Tres días antes de la recogida de la orina se debe seguir una dieta normocálcica(800 mg de calcio/día). MEDICACIÓN: Suspender tres días antes los medicamentos que afectan al metabolismo hidromineral: antiácidos, fosfatos, glucocorticoides, inhibidores	24 horas
Citrato, excreción (orina 24h)	CLC01021	Pac(Uri)-- Citrato; caudal sust. (24h)	200.0- 2000.0 mg/L	Refrigerado	Frasco Naranja Orina 24h	ORINA 24H	En pacientes pediátricos, se puede determinar citrato en orina básica. El nivel de citrato puede disminuir en orinas con infección bacteriana. Laboratorio externo	2 días
Oxalato, excreción (orina 24h)	CLC01023	Pac(Uri)-- Oxalato; caudal sust. (24h)	0.0- 40.0 mg/L	Refrigerado	Frasco Naranja Orina 24h	ORINA 24H	Se debe restringir de la dieta alimentos ricos en vitamina C o suplementos las 48h previas a la toma de la muestra. La determinación de oxalato puede realizarse en pacientes pediátricos en orina básica. Laboratorio externo	3 días
Aclaramiento de creatinina	CLC01105	Ren-- Depuración de creatininio; prop.arb. (grupo)	95-135 mL/mi n	Refrigerado		BIOQUIMIC A/SEROL Y ORINA 24H		24 horas
Cistina, excreción (orina 24h)	CLC00870	Pac(Uri)-- Cistina;	7.0- 67.0	Refrigerado	Frasco Naranja	ORINA 24H	Laboratorio externo.	7 días

		caudal sust. (24h)	mg/24 h		Orina 24h			
Coproporfirina, excreción (orina 24h)	CLC00939	Pac(Uri)-- Coproporfiri na; caudal sust.(24h)	µg/ 24h	Refrigerado	Frasco Naranja Orina 24h	ORINA 24H	Laboratorio externo	5 días
Uroporfirina, excreción (orina 24h)	CLC00945	Pac(Uri)-- Uroporfirina; caudal sust. (24h)	µg/ 24h	Refrigerado	Frasco Naranja Orina 24h	ORINA 24H	Laboratorio externo	5 días
Cálculo urinario (composición)	CLC00271	Uri-- Cálculo(com posición); prop.arb. (proc.)	-	Refrigerado		OTROS		24 horas
PROTEINAS ESPECIALES RINA 24 HORAS								
Proteinograma (interpretación; orina 24h)	CLC01070	Uri-- Proteínas(pa trón); prop.arb. (informe; EF; 24h)	-	Refrigerado	Frasco Naranja Orina 24h	ORINA 24H	Laboratorio externo	7 días
Componente M (identificación; orina 24h)	CLC01134	Uri-- Componente -M; c.arb. (24h; 0 1; proc.)	-	Refrigerado	Frasco Naranja Orina 24h	ORINA 24H	Laboratori externo	7 días
HECES								
Sangre oculta (cuantificación; heces)	CLC03644	Fae-- Hemoglobin a; cont.masa	0.0- 20.0 mg/kg	Refrigerado	Colector sangre oculta	OTROS		48 horas
Digestión (heces)	CLC00160	Fae-- Principios inmediatos(digestión); prop.arb. (informe)	Heces	Refrigerado	Frasco t.verde boca ancha	OTROS		24 horas
Elastasa pancreática (heces)	CLC20031	Fae--Elastasa pancreática; cont.masa	Heces	Refrigerado	Frasco t.verde boca ancha	OTROS	Laboratorio externo	7 días
Calprotectina (heces)	CLC20029	Fae-- Calprotectin a; cont.masa(pr oc.)	Heces	Refrigerado	Frasco t.verde boca ancha	OTROS		1-7 días*
LÍQUIDOS BIOLÓGICOS								
Líquido ascítico, análisis celularidad	CLC20144	Pac--Líquido ascítico; prop.arb. (grupo; análisis)	Líquid o ascític o	Refrigerado	Tubo tapón verde sin anticoagu lante	OTROS		24 horas
Líquido de diálisis peritoneal, análisis celularidad	CLC20223	Pac--Líquido de diálisis peritoneal; prop.arb. (grupo; análisis)	Líquid o diálisis periton eal	Refrigerado	Tubo tapón verde sin anticoagu lante	OTROS		24 horas
Líquido	CLC20085	Pac--Líquido	Líquid	Refrigerado	Tubo	OTROS		24 horas

pericárdico, análisis celularidad		pericárdico; prop.arb. (grupo; análisis)	o pericárdico		tapón verde sin anticoagulante			
Líquido pleural, análisis celularidad	CLC20095	Pac--Líquido pleural; prop.arb. (grupo; análisis)	Líquido o pleural	Refrigerado	Tubo tapón verde sin anticoagulante	OTROS		24 horas
Proteínas totales (líquidos biológicos)	CLC20015	LBio(espec.)-Proteína; c.masa	g/dL	Refrigerado	Tubo tapón verde con heparina sodio/litio	OTROS		24 horas
Lactato deshidrogenasa (líquidos biológicos)	CLC20213	LBio(espec.)-Lactato deshidrogenasa; c.cat. (proc.)	U/L	Refrigerado	Tubo tapón verde con heparina sodio/litio	OTROS		24 horas
Glucosa (líquidos biológicos)	CLC20013	LBio(espec.)-Glucosa; c.sust.	Mg/dL	Refrigerado	Tubo tapón verde con heparina sodio/litio	OTROS		24 horas
pH (líq. pleural)	CLC20146	LPI--Ión hidrógeno; pH(proc.)	-	Refrigerado	Jeringa gasometría	OTROS		24 horas
Triglicéridos (líq. pleural)	CLC20153	LPI--Triglicérido; c.sust.	Líquido o pleural	Refrigerado	Tubo tapón verde con heparina sodio/litio	OTROS		24 horas
Adenosina desaminasa (líq. Pleural/ líquido cefalorraquídeo)	CLC20155	LPI--Adenosina desaminasa; c.cat.	Líquido o pleural	Refrigerado	Tubo tapón verde con heparina sodio/litio	OTROS	Laboratorio externo	2 días
Antígeno carcinoembrionario (líq. pleural)	CLC20156	LPI--Antígeno carcinoembrionario; c.masa(proc.)	Líquido o pleural	Refrigerado	Tubo tapón verde con heparina sodio/litio	OTROS		24 horas
Líquido sinovial, análisis	CLC20133	Pac--Líquido sinovial; prop.arb. (grupo; análisis)	Líquido o sinovial	Refrigerado	Tubo tapón verde	OTROS		24 horas
Test del sudor (pilocarpina)	CLC20278	Cut--Secreción de sudor; prop.arb. (grupo; pilocarpina)	Sudor	Refrigerado			Cita previa en el laboratorio.	24 horas
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA								
Espermiograma	CLC20226	Pac--Líquido seminal;	Semen	Refrigerado	Frasco t.verde	OTROS	Importante seguir Hoja de instrucciones	24 horas

		prop.arb. (grupo; análisis)			boca ancha		Preanalíticas (en la ventana del laboratorio) y llamada al laboratorio para cita de entrega muestra	
Espermatozoides móviles, recuperación (recuento; líq. seminal)	CLC20254	Sem-- Espermatozo ides(móviles; recuperados) ; c.núm. (proc.)	Semen	Refrigerado	Frasco t.verde boca ancha	OTROS	Importante seguir Hoja de instrucciones Preanalíticas (en la ventana del laboratorio) y llamada al laboratorio para cita de entrega muestra	24 horas
Espermatozoides (líq. seminal postvasectomía)	CLC20281	Sem-- Espermatozo ides; c.arb. (postvasecto mía; esc.ord.)	Semen	Refrigerado	Frasco t.verde boca ancha	OTROS	Importante seguir Hoja de instrucciones Preanalíticas (en la ventana del laboratorio) y llamada al laboratorio para cita de entrega muestra	24 horas
DIAGNÓSTICO PRENATAL								
Factor de crecimiento placentario (PIGF)	CLC04062	Pla--Factor de crecimiento placentario; c.masa(proc.)	pg/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		1-7 días*
Factor de crecimiento endotelial vascular; receptor 1 soluble (sFLT-1)	CLC04105	Pla--Factor de crecimiento endotelial vascular(recep tor 1 soluble); c.masa(proc.)	pg/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		1-7 días*
Factor de crecimiento endotelial vascular; receptor 1 soluble/Factor de crecimiento placentario (PIGF/sFLT-1)	CLC04334	Pla--Factor de crecimiento endotelial vascular(recep tor 1 soluble)/Facto r de crecimiento placentario; cociente masa	<38.0	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		1-7 días*
Cribado de aneuploidías (primer trimestre)	CLC00297	Feto-- Cromosoma(aneuploidía) ; prop.arb. (grupo; cribado; riesgo; trimestre 1)	-	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		Tras realización ecografía 12 semanas de gestación
Cribado de aneuploidías y DTN (segundo trimestre)	CLC01663	Feto-- Cromosoma(aneuploidía) +Tubo neural(defec to); prop.arb. (grupo; cribado; riesgo; trimestre 2)	-	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		Tras realización ecografía 12 semanas de gestación
METABOLOPATÍAS								
Ácido láctico (sangre total)	CLC00112	San--Lactato; c.sust.(proc.)	4.5- 19.8 mg/dL	Refrigerado	Jeringa gasometr ia	HRT	Invertir varias veces para evitar formación de	24 horas

							coágulos	
Ácido láctico (sangre total; venosa)	CLC00111	San(vSan)--Lactato; c.sust.(proc.)	4.5-19.8 mg/dL	Refrigerado	Jeringa gasometría	HRT	Invertir varias veces para evitar formación de coágulos	24 horas
GENÉTICA								
Cariotipo (sangre)	CLC36000	Lks(San)--Cariotipo; prop.arb. (fórmula cromosómica)	-	Refrigerado	Heparina de Litio	OTROS	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	15 días
Cariotipo (médula ósea)	CLC36002	ClS(MOs)--Cariotipo; prop.arb. (fórmula cromosómica)	-	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	OTROS	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	10 días
Cariotipo (líq. amniótico)	CLC36012	ClS(LAm)--Cariotipo; prop.arb. (fórmula cromosómica)	-	Refrigerado	Frasco 50 mL ESTÉRIL	OTROS	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	15 días
Cariotipo (restos abortivos)	CLC36016	ClS(tejido; feto)--Cariotipo; prop.arb. (fórmula cromosómica)	-	Refrigerado	Frasco t.verde boca ancha	OTROS	Consentimiento informado. Laboratorio externo. No congelar ni enviar en formol. Enviar EDTA materno	21 días
Cariotipo molecular (CGH; informe; sangre)	CLC04816	Lks(San)--Cariotipo(molecular); prop.arb. (CGH; informe)	Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 3 mL	HEMOGRAMA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	15 días
Cribado de aneuploidías (comentario; ADN fetal; sangre materna)	CLC05205	ADN fragmento(Pl a)--ADN fragmento(a neuploidía); prop.arb. (informe; cribado; riesgo)	Sangre	Refrigerado	Kit ADN fetal	OTROS	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	7 días
Cromosoma 13, número (líq. amniótico)	CLC05228	ADN(LAm)--Cromosoma 13; núm.entítico (proc.)	Líquido amniótico	Refrigerado	Plasma/ EDTA 3 mL	HEMOGRAMA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	3 días
Cromosoma 18, número (líq. amniótico)	CLC05229	ADN(LAm)--Cromosoma 18; núm.entítico (proc.)	Líquido amniótico	Refrigerado	Plasma/ EDTA 3 mL	HEMOGRAMA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	3 días
Cromosoma 21, número (líq. amniótico)	CLC05230	ADN(LAm)--Cromosoma 21; núm.entítico (proc.)	Líquido amniótico	Refrigerado	Plasma/ EDTA 3 mL	HEMOGRAMA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	3 días

Sínd. de Angelman (informe genético; sangre)	CLC36225		Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRAMA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	21 días
Sínd. de Di George (informe genético; sangre)	CLC36258	Pac(San)--Región cromosómica DGCR; prop.arb. (informe genético)	Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRAMA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	21 días
Sínd. de Prader-Willi (informe genético; sangre)	CLC36418	Pac(San)--Región cromosómica PWCR; prop.arb. (informe genético)	Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 3 mL	HEMOGRAMA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	21 días
Sínd. de Smith-Magenis (informe genético; sangre)	CLC36446	Pac(San)--Región cromosómica SMCR; prop.arb. (informe genético)	Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRAMA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	21 días
Sínd. de Williams (informe genético; sangre)	CLC36525	Pac(San)--Región cromosómica 7q11.23; prop.arb. (informe genético)	Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRAMA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	21 días
Cromosoma Y Microdeleciones			Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRAMA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	15 días
Gen APOE, genotipo épsilon (sangre)	CLC03506	ADN(San)--Gen APOE(genotipo épsilon); taxón(proc.)	Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRAMA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	15 días
Fibrosis quística (análisis genético; sangre)	CLC03511	Pac(San)--Gen CFTR; prop.arb. (informe genético)	Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRAMA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	15 días
Hemocromatosis tipo 1 (informe genético; sangre)	CLC03589	Pac(San)--Gen HFE; prop.arb. (informe genético)	Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRAMA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	15 días
Enfermedad de Wilson (informe genético; sangre)	CLC03594	Pac(San)--Gen ATP7B; prop.arb. (informe genético)	Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRAMA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	60 días
Síndrome de Gilbert			Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRAMA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	7 días
Gen CALR, exón 9 (análisis genético; sangre)	CLC04174	Pac(San)--Gen CALR(exón	Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRAMA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	7 días

		9); prop.arb. (grupo; análisis genético)						
Gen JAK2, mutación p.Val617Phe (sangre)	CLC37038	ADN(San)-- Gen JAK2(p.Val61 7Phe); núm.entífico (0 1 2; proc.)	Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRA MA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	30 días
Gen JAK2, exón 12 (informe genético; sangre)	CLC37047	Pac(San)-- Gen Jak2(exón 12); prop.arb. (informe genético)	Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRA MA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	30 días
Trombofilia (análisis genético; sangre)	CLC36992	Pac(San)-- Trombofilia, genes relacionados ; prop.arb. (grupo; análisis genético)	Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRA MA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	15 días
Gen MTHFR (análisis genético; sangre)	CLC37003	Pac(San)-- Gen MTHFR; prop.arb. (grupo; análisis genético)	Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRA MA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	15 días
BCR/ABL1 (PCR; sangre)	CLC36784	ADN(San)-- Gen de fusión BCR/ABL1; c.arb.(PCR; 0 1; proc.)	Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRA MA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	10 días
Factor V Leiden	CLC36997	Pac(San)-- Gen F5(c.1601G> A); prop.arb. (grupo; análisis genético)	Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRA MA VSGJ	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	15 días
Mutación Factor XII			Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRA MA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	15 días
Protrombina			Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRA MA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	15 días
Alfa-Talasemia y Beta-Talasemia			Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRA MA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	21 días
Ataxia de Friedreich (informe genético; sangre)	CLC03444	Pac(San)-- Gen FXN; prop.arb. (informe genético)	Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRA MA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	21 días
Distrofia muscular Duchenne/Becker (análisis genético; sangre)	CLC02627	Pac(San)-- Gen DMD; prop.arb. (grupo; análisis	Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRA MA VSG.	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	30 días

		genético)						
Síndrome del cromosoma X frágil (análisis genético; sangre)	CLC04753	Pac(San)-- Síndrome del cromosoma X frágil, genes relacionados ; prop.arb. (grupo; análisis genético)	Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRAMA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	15 días
Distrofia Miotónica Steinert	CLC02621	Pac(San)-- Gen DMPK; prop.arb. (informe genético)	Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRAMA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	15 días
Estudio gen Transtirretina			Sangre	Refrigerado	Plasma/ EDTA 10 mL	HEMOGRAMA VSG	Consentimiento informado. Laboratorio externo.	30 días
Análisis genético (mutación o variante a estudiar)	CLC05242	Pac--Análisis genético(mu tación o variante); taxón	-	Refrigerado	Plasma/ EDTA 3 mL	Reference	Consentimiento informado	30 días
AUTOINMUNIDAD								
Ac antinucleares (titulación)	CLC01302	Pla-- Anticuerpo antinuclear; c.sust.arb. (título; proc.)	Positivo/ negativo	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICA-SERO	Laboratorio externo	3 días
Ac antinucleares (patrón)	CLC01307	Pla-- Anticuerpo antinuclear(patrón); taxón	-	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICA-SERO	Laboratorio externo	3 días
Ac anti ADN de doble cadena	CLC01308	Pla-- Anticuerpo contra el ADN bicatenario; c.arb.(0 1; proc.)	0.0-92.6 U/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICA-SERO	Laboratorio externo	3 días
Ac anti antígeno nuclear extraíble	CLC01337	Pla-- Anticuerpo contra antígeno nuclear extraíble; c.arb.(0 1; proc.)	Título <1: Positivo	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICA-SERO	Laboratorio externo	3 días
Ac(IgG) anti MDA-5	CLC06943	Pla-- Anticuerpo(IgG) contra la proteína 1 del dominio C de la helicasa inductor de Interferón; c.arb.(0 1; proc.)	Título	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICA-SERO	Laboratorio externo	5 días
Ac	CLC01381	Pla--	Título	Refrigerado	Tapón	BIOQUÍMICA	Laboratorio externo	5 días

antimitocondriales (titulación)		Anticuerpo antimitocondrial; c.sust.arb. (título)			rojo suero 10 mL	A-SERO		
Ac(IgG) anti cardiolipina (cuantificación)	CLC01625	Pla-- Anticuerpo(IgG) contra la cardiolipina; c.sust.arb. (proc.)	0.6-10.0 UI/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Ac(IgM) anti cardiolipina (cuantificación)			0.6-10.0 UI/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Ac(IgG) anti beta-2-Glicoproteína I (cuantificación)	CLC01630	Pla-- Anticuerpo(IgG) contra la beta-2-Glicoproteína I; c.sust.arb. (proc.)	0.6-10.0 UI/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Ac(IgM) anti beta-2-Glicoproteína I (cuantificación)	CLC01631	Pla-- Anticuerpo(IgM) contra la beta-2-Glicoproteína I; c.sust.arb. (proc.)	0.6-10.0 UI/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Ac anti citoplasma de neutrófilos (citoplasmático)	CLC01599	Pla-- Anticuerpo contra el citoplasma de los neutrófilos(citoplasmático); c.arb.(01)	Título	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días
Ac anti citoplasma de neutrófilos (citoplasmático; titulación)	CLC01600	Pla-- Anticuerpo contra el citoplasma de los neutrófilos(citoplasmático); c.sust.arb. (título)	Título	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días
Ac anti citoplasma de neutrófilos (perinuclear)	CLC01601	Pla-- Anticuerpo contra el citoplasma de los neutrófilos(perinuclear); c.arb.(01)	Título	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días
Ac anti citoplasma de neutrófilos (perinuclear; titulación)	CLC01602	Pla-- Anticuerpo contra el citoplasma de los neutrófilos(perinuclear);	Título	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SEROJ	Laboratorio externo	5 días

		c.sust.arb. (título)						
Ac(IgG) anti citoplasma de neutrófilos (citoplasmático; titulación)	CLC01609	Pla-- Anticuerpo(I gG) contra el citoplasma de los neutrófilos(c itoplasmátic o); c.sust.arb. (título)	Título	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días
Ac anti corteza suprarrenal	CLC01397	Pla-- Anticuerpo contra las células de la corteza suprarrenal; c.arb.(0 1; proc.)	Título	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días
Ac(IgA) anti endomisio (titulación)	CLC01635	Pla-- Anticuerpo(I gA) contra el endomisio; c.sust.arb. (título)	Título	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SEROJ	Laboratorio externo	5 días
Ac(IgA) anti gliadina (cuantificación)	CLC00038	Pla-- Anticuerpo(I gA) contra la gliadina; c.sust.arb. (proc.)	0.0- 20.0 UI/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Ac(IgG) anti gliadina (cuantificación)			0.0- 20.0 UI/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Ac(IgA) anti transglutaminasa (cuantificación)	CLC00058	Pla-- Anticuerpo(I gA) contra la transglutami nasa; c.sust.arb. (proc.)	0.0- 20.0 UI/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Ac(IgG) anti transglutaminasa (cuantificación)	CLC00059	Pla-- Anticuerpo(I gG) contra la transglutami nasa; c.sust.arb. (proc.)	0.0- 20.0 UI/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Ac anti LKM (titulación)	CLC01426	Pla-- Anticuerpo contra el microsoma hepático y renal; c.sust.arb. (título)	Título	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días
Ac(IgG) anti células parietales gástricas(titulació n)	CLC01415	Pla-- Anticuerpo(I gG) contra la célula parietal gástrica; c.sust.arb.	Título	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días

		(título)						
Ac(IgG) anti factor intrínseco	CLC01744	Pla-- Anticuerpo(IgG) contra el factor intrínseco; c.arb.(0 1; proc.)	0.0-20.0 UI/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días
Ac(IgG) anti músculo liso (titulación)	CLC01436	Pla-- Anticuerpo(IgG) contra el músculo liso; c.sust.arb. (título)	Título	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días
Ac anti células de los islotes pancreáticos (titulación)	CLC01581	Pla-- Anticuerpo contra las células de los islotes pancreáticos; c.sust arb. (título)	Título	Refrigerado	Tapón morado tubo pequeño	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días
Ac anti insulina (cuantificación)	CLC01582	Pla-- Anticuerpo contra la insulina; prop.arb. (insulina ligada; proc)	0.0-10.0 UI/mL	Refrigerado	Tapón morado tubo pequeño	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días
Ac anti IA2	CLC01584	Pla-- Anticuerpo contra la tirosina fosfatasa; c.sust arb. (proc)	0.0-15.0 UI/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días
Ac(IgG) anti membrana basal glomerular (cuantificación)	CLC01574	Pla-- Anticuerpo(IgG) contra la membrana basal glomerular; c.sust.arb. (proc.)	0.0-10.0 UI/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días
Ac antineuronal-CV2	CLC01531	Pla-- Anticuerpo antineuronal (CV2); c.arb. (0 1; proc.)	Positivo/negativo	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días
Ac anti peroxidasa tiroidea	CLC00061	Pla-- Anticuerpo contra la peroxidasa tiroidea; c.sust.arb. (proc.)	0.0-28.0 UI/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas
Ac anti tiroglobulina	CLC00415	Pla-- Anticuerpo contra la tiroglobulina; c.sust.arb. (proc.)	0.0-60.0 UI/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	7 días
Ac anti receptor de TSH	CLC01595	Pla-- Anticuerpo	0.0-1.0 UI/mL	Refrigerado	Tapón rojo	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	7 días

(cuantificación; UI)		contra el receptor de la tirotropina; c.sust.arb. (UI; proc.)			suero 10 mL			
Ac(IgG) anti péptido cíclico citrulinado (cuantificación)	CLC01633	Pla-- Anticuerpo(IgG) contra el péptido cíclico citrulinado; c.sust.arb. (proc.)	0.0-20.0 UI/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Factor reumatoide	CLC00036	Pla--Factor reumatoide; c.sust.arb. (proc.)	0.0-20.0 UI/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		24 horas
ALERGIAS								
Neumoalérgenos (mezcla); Ac(IgE; Phadiatop; cuantificación)	CLC00042	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra neumoalérgenos(mezcla); c.sust.arb. (Phadiatop)	0.0-0.35 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Alimentos (mezcla); Ac(IgE; fx5; fp5)	CLC00043	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra alimentos(mezcla); c.arb. (CLSI/(f1; f2; f3; f4; f13; f14); 0 1)	0.0-0.35 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Plumas (mezcla); Ac(IgE; ex72)	CLC15819	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra plumas(mezcla); c.arb. (CLSI/(e78; e201; e213; e214); 0 1)	0.0-0.35 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Epitelios (mezcla); Ac(IgE; ex1; ep1)	CLC00047	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra epitelios(mezcla); c.arb. (CLSI/(e1; e3; e4; e5); 0 1)	0.0-0.35 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Frutos secos (mezcla); Ac(IgE; fx1; fp1)	CLC15077	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra frutos secos(mezcla); c.arb. (CLSI/(f13; f17; f18; f20; f36); 0 1)	0.0-0.35 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Pescado+marisco (mezcla); Ac(IgE; fx2; fp2)	CLC15091	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra pescado+ma	0.0-0.35 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días

		risco(mezcla); c.arb. (CLSI/(f3; f24; f37; f40; f41); 0 1)						
Frutas (mezcla); Ac(IgE; fx21)	CLC15823	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra frutas(mezcla); c.arb. (CLSI/(f84; f87; f92; f95; f210); 0 1)	0.0-0.35 Ula/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICA-SERO		3 días
alfa-Lactoalbúmina (Bos d 4), Ac(IgA; f76)	CLC16354	Pla-- Anticuerpo(IgA) contra alfa-lactoalbúmina(Bos d 4); c.masa(CLSI/f76)	0.0-0.1 Ula/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICA-SERO		3 días
beta-Lactoglobulina (Bos d 5), Ac(IgA; f77)	CLC16355	Pla-- Anticuerpo(IgA) contra beta-lactoglobulina(Bos d 5); c.masa(CLSI/f77)	0.0-0.1 Ula/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICA-SERO		3 días
Caseína (Bos d 8), Ac(IgA; f78)	CLC16356	Pla-- Anticuerpo(IgA) contra caseína(Bos d 8); c.masa(CLSI/f78)	0.0-0.35 Ula/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICA-SERO		3 días
Huevo (clara), Ac(IgE; f1)	CLC00050	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra huevo(clara) de Gallus spp.; c.sust.arb. (CLSI/f1; proc.)	0.0-0.35 Ula/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICA-SERO		3 días
Huevo (yema), Ac(IgE; f75)	CLC15403	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra huevo(yema) de Gallus spp.; c.sust.arb. (CLSI/f75; proc.)	0.0-0.35 Ula/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICA-SERO		3 días
Gluten, Ac(IgE; f79)	CLC15407	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Triticum spp. (gluten); c.sust.arb. (CLSI/f79; proc.)	0.0-0.35 Ula/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICA-SERO		3 días
Leche de vaca, Ac(IgE; f2)	CLC00051	Pla-- Anticuerpo(IgE)	0.0-0.35	Refrigerado	Tapón rojo	BIOQUÍMICA-SERO		3 días

		gE) contra leche de Bos spp.; c.sust.arb. (CLSI/f2; proc.)	Ula/m L		suero 10 mL			
Bacalao, Ac(IgE; f3)	CLC15358	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Gadus morhua; c.sust.arb. (CLSI/f3; proc.)	0.0- 0.35 Ula/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Trigo (semilla), Ac(IgE; f4)	CLC15381	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Triticum spp. (semilla); c.sust.arb. (CLSI/f4; proc.)	0.0- 0.35 Ula/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Omega-5 Gliadina de trigo (Tri a 19.0101), Ac(IgE; f416)	CLC15042	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra omega 5 Gliadina(Tri a 19.0101); c.sust.arb. (CLSI/f416; proc.)	0.0- 0.35 Ula/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Melocotón, Ac(IgE; f95)	CLC15434	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Prunus persica(fruto); c.sust.arb. (CLSI/f95; proc.)	0.0- 0.35 Ula/m L	0.0-0.35 Ula/mL	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Melocotón (Pru p 1; PR-10), Ac(IgE; f419)	CLC15044	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Prunus persica(Pru p 1); c.sust.arb. (CLSI/f419; proc.)	0.0- 0.35 Ula/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Melocotón (Pru p 3; LTP), Ac(IgE; f420)	CLC15045	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Prunus persica(Pru p 3); c.sust.arb. (CLSI/f420; proc.)	0.0- 0.35 Ula/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Melocotón (Pru p 4; Profilina), Ac(IgE; f421)	CLC15047	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Prunus persica(Pru p 4); c.sust.arb.	0.0- 0.35 Ula/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días

		(CLSI/f421; proc.)						
Cacahuete (Ara h 1), Ac(IgE; f422)	CLC15048	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Arachis hypogaea(Ara h 1); c.sust.arb. (CLSI/f422; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Cacahuete (Ara h 2), Ac(IgE; f423)	CLC15049	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Arachis hypogaea(Ara h 2); c.sust.arb. (CLSI/f423; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Cacahuete (Ara h 3), Ac(IgE; f424)	CLC15050	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Arachis hypogaea(Ara h 3); c.sust.arb. (CLSI/f424; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Cacahuete, Ac(IgE; f13)	CLC15246	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Arachis hypogaea(se milla); c.sust.arb. (CLSI/f13; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Avellana, Ac (IgE;f17)	CLC15256	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Corylus avellana(sem illa); c.sust.arb. (CLSI/f17; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Almendra, Ac (IgE; f20)	CLC15265	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Prunus dulcis(semill a); c.sust.arb. (CLSI/f20; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Soja (semilla), Ac(IgE; f14)	CLC15248	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Glycine max(semilla) ; c.sust.arb. (CLSI/f14; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Nuez de nogal, Ac			0.0-	Refrigerado	Tapón	BIOQUÍMIC		3 días

(IgE; f256)			0.35 UIa/m L		rojo suero 10 mL	A-SERO		
Dermatophagoide s pteronyssinus, Ac(IgE; d1)	CLC00048	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Dermatoph goides pteronyssinu s; c.sust.arb. (CLSI/d1; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Dermatophagoide s pteronyssinus (Der p 1), Ac(IgE; d202; a310)	CLC15018	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Dermatoph goides pteronyssinu s(Der p 1); c.sust.arb. (CLSI/d202- a310; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Dermatophagoide s pteronyssinus (Der p 2), Ac(IgE; d203; a316)	CLC15019	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Dermatoph goides pteronyssinu s(Der p 2); c.sust.arb. (CLSI/d203- a316; proc.)	0.0-0.1 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Lepidoglyphus destructor; Ac(IgE; d71)	CLC15156	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Lepidoglyph us destructor; c.sust.arb. (CLSI/d71; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Tropomiosina de Acaro (Der p 10), Ac(IgE; d205)	CLC15136	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra tropomiosin a(Der p 10); c.sust.arb. (CLSI/d205; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Dermatophagoide s pteronyssinus (Der p 23), Ac(IgE; d209)	CLC06642	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Dermatoph goides pteronyssinu s(Der p 23); c.sust.arb. (CLSI/d209; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Gato (caspa), Ac(IgE; e1)	CLC15168	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Felis domesticus(	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días

		caspa); c.sust.arb. (CLSI/e1; proc.)						
Perro (caspa), Ac (IgE; e5)	CLC15193	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Canis familiaris(ca spa); c.sust.arb. (CLSI/e5; proc.)	0.0- 0.35 Ula/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Perro (Can f 1), Ac(IgE; e101; a174)	CLC15027	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Canis familiaris(Ca n f 1); c.sust.arb. (CLSI/e101- a174; proc.)	0.0- 0.35 Ula/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Canario (plumas), Ac(IgE; e201)	CLC15171	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Serinus canarius(plu ma); c.sust.arb. (CLSI/e201; proc.)	0.0- 0.35 Ula/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	10 días
Loro (plumas), Ac(IgE; e213)	CLC15181	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Ara spp. (pluma); c.sust.arb. (CLSI/e213; proc.)	0.0- 0.35 Ula/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio extenro	10 días
Periquito (plumas), Ac(IgE; e78)	CLC15207	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Melopsittacu s undulatus(pl uma); c.sust.arb. (CLSI/e78; proc.)	0.0- 0.35 Ula/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	10 días
Olivo, Ac(IgE; t9)	CLC00049	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Olea europaea(po len); c.sust.arb. (CLSI/t9; proc.)	0.0- 0.35 Ula/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Olivo (Ole e 1), Ac(IgE; t224)	CLC15013	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Olea europaea(Ol e e 1);	0.0- 0.35 Ula/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días

		c.sust.arb. (CLSI/t224; proc.)						
Olivo (Ole e 7; LTP), Ac(IgE; t227)	CLC15128	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Olea europaea(Ol e e 7); c.sust.arb. (CLSI/t227; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Olivo (Ole e 9), Ac(IgE; t240)	CLC02503	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Olea europaea(Ol e e 9); c.sust.arb. (CLSI/t240; proc.)	0.0-0.1 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Plátano de sombra, Ac(IgE; t11)	CLC15606	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Platanus acerifolia(po len); c.sust.arb. (CLSI/t11; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Ballico, Ac(IgE; g5)	CLC15455	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Lolium perenne(pol en); c.sust.arb. (CLSI/g5; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Hierba timotea, Ac(IgE; g6)	CLC15457	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Phleum pratense(pol en); c.sust.arb. (CLSI/g6; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Hierba timotea (Phl p 1), Ac(IgE; g205)	CLC15060	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Phleum pratense(Phi p 1); c.sust.arb. (CLSI/g205; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Hierba timotea (Phl p 7), Ac(IgE; g210)	CLC15069	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Phleum pratense(Phl p 7); c.sust.arb.	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días

		(CLSI/g210; proc.)						
Hierba timotea (Phl 11), Ac(IgE; g211)	CLC15070	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Phleum pratense(Phl p 11); c.sust.arb. (CLSI/g211; proc.)	0.0-0.35 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Hierba timotea (Phl , Ac(IgE; g212)			0.0-0.35 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Hierba timotea (Phl p 1; Phl p 5b), Ac(IgE; g213)	CLC15072	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Phleum pratense(Phl p 1; Phl p 5b); c.sust.arb. (CLSI/g213; proc.)	0.0-0.35 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Hierba timotea (Phl p 7; Phl p 12) Ac(IgE; g214)	CLC15075	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Phleum pratense(Phl p 7; Phl p 12); c.sust.arb. (CLSI/g214; proc.)	0.0-0.35 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Hierba timotea (Phl p 5b), Ac(IgE; g215)	CLC15000	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Phleum pratense(Phl p 5b); c.sust.arb. (CLSI/g215; proc.)	0.0-0.35 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Alternaria alternata, Ac(IgE; m6)	CLC15562	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Alternaria alternata; c.sust.arb. (CLSI/m6; proc.)	0.0-0.35 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Alternaria alternata (Alt a 1), Ac(IgE; m229)	CLC15025	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Alternaria alternata(Alt a 1); c.sust.arb. (CLSI/m229; proc.)	0.0-0.1 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Aspergillus fumigatus, Ac(IgE; m3)	CLC15552	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra	0.0-0.35 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo.	10 días

		Aspergillus fumigatus; c.sust.arb. (CLSI/m3; proc.)	L		mL			
Abeja, Ac(IgE; i1)	CLC15843	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Apis mellifera(veneno); c.sust.arb. (CLSI/i1; proc.)	0.0-0.35 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Abeja (Api m 3), Ac(IgE; i215)	CLC04394	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Apis mellifera(Api m 3); c.sust.arb. (CLSI/i215; proc.)	0.0-0.35 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Abeja (Api m 10), Ac(IgE; i217)	CLC04360	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Apis mellifera(Api m 10); c.sust.arb. (CLSI/i217; proc.)	0.0-0.35 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Avispa, Ac(IgE; i3)	CLC15481	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Vespula spp. (veneno); c.sust.arb. (CLSI/i3; proc.)	0.0-0.35 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Avispa (Ves v 5), Ac(IgE; i209)	CLC15134	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Vespula vulgaris(Ves v 5); c.sust.arb. (CLSI/i209; proc.)	0.0-0.35 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Avispa (Pol d 5), Ac(IgE; i210)	CLC15130	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Polistes dominulus(Pol d 5); c.sust.arb. (CLSI/i210; proc.)	0.0-0.35 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Avispa papelera europea, Ac(IgE; i77)	CLC04230	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Polistes dominulus(veneno);	0.0-0.1 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días

		c.sust.arb. (CLSI/i77; proc.)						
Anisakis, Ac(IgE; p4)	CLC00054	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Anisakis spp.; c.sust.arb. (CLSI/p4; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Lisozima de huevo (Gal d 4), Ac(IgE; k208)	CLC15082	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra lisozima(hue vo; Gal d 4); c.sust.arb. (CLSI/k208; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Látex, Ac(IgE; k82)	CLC1551	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Hevea brasiliensis(l átex); c.sust.arb. (CLSI/k82; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Artemisa, Ac(IgE; w6)	CLC15663	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Artemisia vulgaris(pole n); c.sust.arb. (CLSI/w6; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Salsola, Ac(IgE; w11)	CLC15644	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Salsola kali(polen); c.sust.arb. (CLSI/w11; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Parietaria, Ac(IgE; w19)	CLC15650	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Parietaria officinalis(po len); c.sust.arb. (CLSI/w19; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Artemisa (Art v 1), Ac(IgE; w231; a753)	CLC15120	Pla-- Anticuerpo(I gE) contra Artemisia vulgaris(Art v 1); c.sust.arb. (CLSI/w231- a753; proc.)	0.0- 0.35 UIa/m L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Salsola (Sal k 1),	CLC15122	Pla--	0.0-	Refrigerado	Tapón	BIOQUÍMIC		3 días

Ac(IgE; w232)		Anticuerpo(IgE) contra Salsola kali(Sal k 1); c.sust.arb. (CLSI/w232; proc.)	0.35 UIa/mL		rojo suero 10 mL	A-SERO		
Artemisa (Art v 3), Ac(IgE; w233)	CLC15121	Pla-- Anticuerpo(IgE) contra Artemisia vulgaris(Art v 3); c.sust.arb. (CLSI/w233; proc.)	0.0-0.35 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Triptasa (masa)	CLC00573	Pla-- Triptasa; c.masa(proc.)	µg/L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		3 días
Periquito (plumas), precipitinas	CLC02947	Pla-- Anticuerpo(precipitante) contra Melopsittacus undulatus(pluma); c.arb. (0 1; proc.)	0.0-0.35 UIa/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	10 días
Aspergillus fumigatus, precipitinas	CLC02537	Pla-- Anticuerpo(precipitante) contra Aspergillus fumigatus; c.arb.(0 1; proc.)	0.0-2.0 UI/mL	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	10 días
HISTOCOMPATIBILIDAD								
HLA-B*27 (baja resolución)	CLC00339	ADN(San)-- Gen HLA-B*27; c.arb. (baja resolución; 0 1; proc.)	Negativo/Positivo	Refrigerado	Plasma/ EDTA 3 mL	HEMOGRAMA VSG	Laboratorio externo	5 días
Enfermedad celíaca (HLA; interpretación)	CLC01734	ADN(San)-- Enfermedad celíaca(HLA); prop.arb. (informe)	Negativo/Positivo	Refrigerado	Plasma/ EDTA 3 mL	HEMOGRAMA VSG	Laboratorio externo	5 días
INMUNODIAGNÓSTICO INFECCIOSO (BACTERIAS)								
Streptococcus pneumoniae, Ag (orina)	CLC32630	Uri-- Antígeno de Streptococcus pneumoniae; c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 50 mL ESTÉRIL	ORINA		60 min
Legionella pneumophila, Ag (orina)	CLC32293	Uri-- Antígeno de Legionella pneumophila; c.arb.(0 1;	-	Tª ambiente	Orina /Tapón crema	ORINA	Requiere Justificación clínica y epidemiológica por escrito en el volante. En caso de ser solicita-	60 min

		proc.)					da por UCI realizar directamente.	
Streptococcus pyogenes, Ag (ex. faríngeo)	CLC32650	Secr(Faringe)--Antígeno de Streptococcus pyogenes; c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Hisopo SIN medio transp.	OTROS	Sospecha de faringoamigdalitis streptocócica. Criterios de Centor >2. Mayores de 4 años	60 min
Brucella spp., Ac	CLC00213	Pla--Anticuerpo contra Brucella spp.; c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICA-SERO	Rosa de bengala, en caso de sospecha de brucelosis.	60 min
Clostridium difficile, toxina A+B (heces)	CLC32149	Fae--Toxina A+B de Clostridium difficile; cont.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco t.verde boca ancha	OTROS		24 horas
Helicobacter pylori, Ag	CLC32278	Fae--Antígeno de Helicobacter pylori; cont.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco t.verde boca ancha	OTROS		72 horas
INMUNODIAGNÓSTICO INFECCIOSO (PARASITOS)								
Adenovirus, Ag (heces)	CLC32801	Fae--Antígeno de Adenovirus; cont.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco t.verde boca ancha	OTROS		24 horas
Rotavirus, Ag (heces)	CLC33440	Fae--Antígeno de Rotavirus; c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco t.verde boca ancha	OTROS		24 horas
Norovirus (genogrupo I+II), Ag (heces)	CLC01704	Fae--Antígeno de Norovirus(genogrupo I+II); cont.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco t.verde boca ancha	OTROS		24 horas
Aspergillus spp., Ag galactomanano	CLC33796	Pla--Antígeno galactomanano de Aspergillus spp.; c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco t.verde boca ancha	OTROS	Laboratorio de referencia	7 días
Cryptosporidium spp., Ag (heces)	CLC33710	Fae--Antígeno de Cryptosporidium spp.; cont.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco t.verde boca ancha	OTROS		24horas
Giardia lamblia, Ag (heces)	CLC33730	Fae--Antígeno de Giardia lamblia; cont.arb.(0	-	Tª ambiente	Frasco t.verde boca ancha	OTROS		24 horas

		1; proc.)						
INMUNODIAGNÓSTICO INFECCIOSO (VIRUS)								
Virus de la inmunodeficiencia humana 1+2, Ac+Ag p24	CLC33318	Pla--Virus de la inmunodeficiencia humana 1+2(Ac) +Virus de la inmunodeficiencia humana 1(Ag p24); c.arb.(0 1;	-	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICO A-SERO		5 días
Virus de la inmunodeficiencia humana 1+2, Ac (confirmación)	CLC33318	Pla-- Anticuerpo contra el virus de la inmunodeficiencia humana 1+2; c.arb. (confirm.; 0 1 2; proc.)	-	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICO A-SERO		5 días
Virus de la hepatitis B (Ag c), Ac	CLC00229	Pla-- Anticuerpo contra el virus de la hepatitis B(Ag c); c.arb.(0 1; proc.)	-	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICO A-SERO		5 días
Virus de la hepatitis B, Ag s	CLC00233	Pla-- Anticuerpo contra el virus de la hepatitis B(Ag s); c.sust.arb.(UI; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICO A-SERO		5 días
Virus de la hepatitis B (Ag s), Ac (cuantificación; UI)	CLC00231	Pla-- Anticuerpo contra el virus de la hepatitis B(Ag s); c.sust.arb.(UI; proc.)	u.int./ L	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICO A-SERO		5 días
Virus de la hepatitis B, Ag e	CLC00232	Pla--Antígeno del virus de la hepatitis B; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICO A-SERO	Laboratorio externo	7 días
Virus de la hepatitis B (Ag e), Ac	CLC00230	Pla-- Anticuerpo contra el virus de la hepatitis B(Ag e); c.arb. (0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICO A-SERO	Laboratorio externo	7 días
Virus de la hepatitis B (Ag c), Ac(IgM)	CLC33163	Pla-- Anticuerpo(Ig M) contra el virus de la hepatitis B(Ag c); c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMICO A-SERO	Laboratorio externo	7 días
Virus de la hepatitis C, Ac	CLC00235	Pla-- Anticuerpo contra el virus	-	Refrigerado	Tapón rojo	BIOQUÍMICO A-SERO		5 días

		de la hepatitis C; c.arb.(0 1; proc.)			siero 10 mL			
Virus de la hepatitis C, Ac (confirmación)	CLC33192	Pla-- Anticuerpo contra el virus de la hepatitis C; c.arb. (confirm.; 0 1 2; proc.)	-	Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		5 días
Virus de la hepatitis D, Ac	CLC33201	Pla-- Anticuerpo contra el virus de la hepatitis delta; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	7 días
Virus de la hepatitis A, Ac	CLC33151	Pla-- Anticuerpo contra el virus de la hepatitis A; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Anticuerpos totales IgM e IgG	5 días
Virus de la hepatitis A, Ac(IgM)	CLC00234	Pla-- Anticuerpo(IgM) contra el virus de la hepatitis A; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	7 días
Virus de la hepatitis E, Ac(IgG)	CLC33213	Pla-- Anticuerpo(IgG) contra el virus de la hepatitis E; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	7 días
Virus de la hepatitis E, Ac(IgM)	CLC33215	Pla-- Anticuerpo(IgM) contra el virus de la hepatitis E; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	7 días
Citomegalovirus, Ac(IgM) (cuantificación)	CLC32850	Pla-- Anticuerpo(IgM) contra Herpesvirus humano 5; c.sust.arb. (proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		5 días
Citomegalovirus, Ac(IgG) (cuantificación)	CLC32847	Pla-- Anticuerpo(IgG) contra Herpesvirus humano 5; c.sust.arb. (proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		5 días
Mononucleosis (Ac heterófilos)	CLC00226	Pla-- Anticuerpo heterófilo(Herpesvirus humano tipo 4); c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Mayores de 10 años. En menores de 10 años sensibilidad < 50%	5 días
Virus de Epstein-Barr (Ag VCA), Ac(IgG)	CLC33066	Pla-- Anticuerpo(IgG) contra		Refrigerado	Tapón rojo suero 10	BIOQUÍMIC A-SERO		5 días

		Herpesvirus humano 4 (Ag cápside); c.arb. (0 1; proc.)			mL			
Virus de Epstein-Barr (Ag VCA), Ac(IgM)	CLC33070	Pla-- Anticuerpo(Ig M) contra Herpesvirus humano 4 (Ag cápside); c.arb. (0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		5 días
Virus del sarampión, Ac(IgG)	CLC33464	Pla-- Anticuerpo(Ig G) contra el virus del sarampión; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		5 días
Virus del sarampión, Ac(IgM)	CLC33469	Pla-- Anticuerpo(Ig M) contra el virus del sarampión; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo. Requiere envío junto a muestras de plasma y orina para carga viral.	7 días
Virus de la varicela-zóster, Ac(IgG)	CLC33484	Pla-- Anticuerpo(Ig G) contra Herpesvirus humano 3; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		5 días
Virus de la varicela-zóster, Ac(IgM)	CLC33487	Pla-- Anticuerpo(Ig M) contra Herpesvirus humano 3; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		5 días
Virus de la parotiditis, Ac(IgG)	CLC33371	Pla-- Anticuerpo(Ig G) contra el virus de la parotiditis; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		5 días
Virus de la parotiditis, Ac(IgM)	CLC33373	Pla-- Anticuerpo(Ig M) contra el virus de la parotiditis; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo. Requiere envío junto a plasma y orina para carga viral.	
Virus de la rubéola, Ac(IgG) (cuantificación; UI)	CLC00221	Pla-- Anticuerpo(Ig G) contra el virus de la rubéola; c.sust.arb.(UI; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		5 días
Parvovirus B19, Ac(IgG)	CLC33328	Pla-- Anticuerpo(Ig G) contra el Parvovirus B-19; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días
Parvovirus B19, Ac(IgM)	CLC33329	Pla-- Anticuerpo(Ig M) contra el Parvovirus B-19; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días

		proc.)						
Mycoplasma pneumoniae, Ac(IgG)	CLC32434	Pla-- Anticuerpo(Ig G) contra Mycoplasma pneumoniae; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		5 días
Mycoplasma pneumoniae, Ac(IgM)	CLC32437	Pla-- Anticuerpo(Ig M) contra Mycoplasma pneumoniae; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		5 días
Chlamydomphila pneumoniae, Ac(IgM)	CLC32133	Pla-- Anticuerpo(Ig M) contra Chlamydomphila pneumoniae; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		5 días
Coxiella burnetii, Ac(IgG) en fase II	CLC32205	Pla-- Anticuerpo(Ig G) contra Coxiella burnetii(fase II); c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		5 días
Coxiella burnetii, Ac(IgM) en fase II	CLC32208	Pla-- Anticuerpo(Ig M) contra Coxiella burnetii(fase II); c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		5 días
Coxiella burnetii, Ac(IgG) en fase I (titulación)	CLC32195	Pla-- Anticuerpo(Ig G) contra Coxiella burnetii(fase I); c.sust.arb. (título; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo. Se requiere positividad previa anticuerpos frente a Coxiella fase II	7 días
Coxiella burnetii, Ac(IgM) en fase I (titulación)	CLC32198	Pla-- Anticuerpo(Ig M) contra Coxiella burnetii(fase I); c.sust.arb. (título; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo. Se requiere positividad previa anticuerpos frente a Coxiella fase II	7 días
Virus del herpes simple 1, Ac(IgG)	CLC33240	Pla-- Anticuerpo(Ig G) contra Herpesvirus humano 1; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días
Virus del herpes simple 2, Ac(IgG)	CLC33250	Pla-- Anticuerpo(Ig G) contra Herpesvirus humano 2; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días
Virus del herpes simple 1+2, Ac(IgM)	CLC33225	Pla-- Anticuerpo(Ig M) contra Herpesvirus humano 1+2; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días
Rickettsia conorii,		Pla-- Anticuerpo(Ig		Refrigerado	Tapón	BIOQUÍMIC		5 días

Ac(IgG) (cuantificación)	CLC32487	G) contra Rickettsia conorii; c.sust.arb. (proc.)			rojo suero 10 mL	A-SERO		
Rickettsia conorii, Ac(IgM)	CLC32488	Pla-- Anticuerpo(Ig M) contra Rickettsia conorii; c.arb. (0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		5 días
Treponema pallidum, Ac	CLC00286	Pla-- Anticuerpo contra Treponema pallidum; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		7 días
Treponema pallidum, Ac(IgG)	CLC32689	Pla-- Anticuerpo(Ig G) contra Treponema pallidum; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Requiere positividad previa de Treponema pallidum, Ac	5 días
Treponema pallidum, Ac(IgM)	CLC32692			Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Requiere positividad previa de Treponema pallidum, Ac	5 días
Ac reagínico de sífilis	CLC00216	Pla-- Anticuerpo reagínico de sífilis; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Requiere positividad previa de Treponema pallidum, Ac	5 días
Ac reagínico de sífilis (titulación)	CLC00279	Pla-- Anticuerpo reagínico de sífilis; c.sust.arb. (título; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Requiere positividad previa de RPR	5 días
Bartonella henselae, Ac(IgG) (cuantificación)	CLC32015	Pla-- Anticuerpo(Ig G) contra Bartonella henselae; c.sust.arb. (proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días
Bartonella henselae, Ac(IgM) (cuantificación)	CLC32018	Pla-- Anticuerpo(Ig M) contra Bartonella henselae; c.sust.arb. (proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días
Trypanosoma cruzi, Ac(IgG) (cuantificación)	CLC33472	Pla-- Anticuerpo(Ig G) contra Trypanosoma cruzi; c.sust.arb. (proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	5 días
Leishmania donovani, Ac(IgG)	CLC33783	Pla-- Anticuerpo(Ig G) contra Leishmania donovani; c.arb.(0 1; proc.)		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO	Laboratorio externo	14 días
Echinococcus granulosus, Ac	CLC00224	Pla-- Anticuerpo contra Echinococcus		Refrigerado	Tapón rojo suero 10 mL	BIOQUÍMIC A-SERO		5 días

		granulosus; c.arb.(0 1; proc.)						
MICROBIOLOGÍA (microscopía)								
Tinción de Gram (LCR; informe)	CLC20261	Sist(espec.)-- Entidades microscópicas; prop.arb.(m.o.; gram)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Guardar muestra en frigorífico para su envío para estudio de virus en caso de que proceda a labo- ratorio de referen- cia.	
Tinción de BAAR (esputo)	CLC01802	Spu--Bacterias ácido resistentes; c.arb.(m.o.; esc.ord.; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco t.verde boca ancha	OTROS		5 días
Tinción de Gram (esputo)	CLC01803	Spu-- Entidades microscópicas; prop.arb.(m.o.; gram)	-	Tª ambiente	Frasco t.verde boca ancha	OTROS		24 horas
Tinción de Gram (ex. herida; informe)	CLC01845	Secr(herida; espec.)-- Entidades microscópicas; prop.arb.(m.o.; gram)		Tª ambiente	Hisopo con medio	OTROS		24 horas
Tinción de Gram (secre. bronquial; aspirado; informe)	CLC04211	Secr(Bronquio; Asp; espec.)-- Entidades microscópicas; prop.arb.(m.o.; gram)	-	Tª ambiente	Frasco t.verde boca ancha	OTROS		24 horas
Tinción de Gram (líq. sinovial; informe)	CLC20267	LSi(espec.)-- Entidades microscópicas; prop.arb.(m.o.; gram)	-	Tª ambiente	Frasco t.verde	OTROS		24 horas
Test de Graham (ex. perianal)	CLC01954	Secr(Ano; periferia)-- Enterobius vermicularis(h uevo); c.arb. (Graham)	-	Tª ambiente	Celo en porta.	OTROS		5 días
Estudio de parásitos (sangre; gota gruesa; cribaje)	CLC02081	San--Parásitos; c.arb.(gota gruesa; 0 1)		Refrigerado	Sangre total en EDTA.	OTROS		5 días
Estudio de parásitos (sangre; identificación)	CLC02078	San--Parásitos; taxón		Refrigerado	Sangre total en EDTA.	OTROS		5 días
Estudio de parásitos (médula ósea)	CLC06553	MOS-- Parásitos; prop.arb.		Refrigerado	Sangre total en EDTA.	OTROS		5 días
Estudio de parásitos (heces; identificación)	CLC00250	Fae--Parásitos; taxón		Refrigerado	Frasco t. verde	OTROS		5 días
MICROBIOLOGIA MOLECULAR								
SARS Coronavirus 2, detección ARN (ex. nasofaríngeo)	CLC06623	Secr(Nasofarin ge)-- Coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofarín geo /Hisopo con medio UTM	MICRO- MOLECULA R	Peticiones urgentes solicitadas por el servicio de Urgen- cias. No se procesarán las peti- ciones de rutina sal- vo orden expresa del FEA de guardia. Los	24 horas

							cribados quirúrgicos se procesarán en la medida de lo posible mediante pooling de dos o más muestras.	
Virus de la influenza A, detección ARN (ex. nasofaríngeo)	CLC02725	Secr(Nasofarínge)--Virus de la influenza A(ARN); c.arb. (0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Peticiones urgentes solicitadas por el servicio de Urgencias.	24 horas
Virus de la influenza B, detección ARN (ex. nasofaríngeo)	CLC02727	Secr(Nasofarínge)--Virus de la influenza B(ARN); c.arb. (0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Peticiones urgentes solicitadas por el servicio de Urgencias.	24 horas
Virus respiratorio sincitial, detección ARN (ex. nasofaríngeo)	CLC02729	Secr(Nasofarínge)--Virus respiratorio sincitial(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofaríngeo /Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Peticiones urgentes solicitadas por el servicio de Urgencias.	24 horas
Virus del herpes simple 1, detección ADN (LCR)	CLC60069	LCR--Herpesvirus humano 1(ADN); c.arb. (0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Virus del herpes simple 2, detección ADN (LCR)	CLC60071	LCR--Herpesvirus humano 2(ADN); c.arb. (0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Citomegalovirus, Ac (LCR)	CLC33557	LCR--Anticuerpo contra Herpesvirus humano 5; c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Enterovirus, detección ARN (LCR)	CLC60086	LCR--Enterovirus(A RN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Parechovirus humano, detección ARN	CLC03991	Sist(espec.)--Parechovirus humano(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Virus de la varicela-zóster, detección ADN (LCR)	CLC60073	LCR--Herpesvirus humano 3(ADN); c.arb. (0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Virus del herpes humano 6, detección ADN (LCR)	CLC60169	LCR--Herpesvirus humano 6(ADN); c.arb. (0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Escherichia coli	CLC06426	LCR--	-	Tª ambiente	Frasco 10	LCR	Si recuento celular y	< 4 horas

K1, detección ADN (LCR)		Escherichia coli K1 (ADN); c.arb.(0 1; proc.)			mL ESTÉRIL		bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	
Haemophilus influenzae, detección ADN	CLC03947	Sist(espec.)-- Haemophilus influenzae (ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Listeria monocytogenes, detección ADN	CLC03987	Sist(espec.)-- Listeria monocytogenes (ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Neisseria meningitidis, detección ADN (LCR)	CLC05383	LCR--Neisseria meningitidis (ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Streptococcus agalactiae, detección ADN (LCR)	CLC06422	LCR-- Streptococcus agalactiae (ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Frasco 10 mL ESTÉRIL	LCR	Si recuento celular y bioquímica compatible (tras consultar FEA de guardia)	< 4 horas
Chlamydia trachomatis, detección ADN (ex. endocervical)	CLC02524	Secr(Cérvix uterino)-- Chlamydia trachomatis (ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado endocervical / Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR		3 días
Chlamydia trachomatis, detección ADN (ex. uretral)	CLC02525	Secr(Uretra)-- Chlamydia trachomatis (ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado uretral / Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR		3 días
Chlamydia trachomatis, detección ADN (ex. rectal)	CLC05120	Secr(Recto)-- Chlamydia trachomatis (ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado rectal/Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR		3 días
Chlamydia trachomatis, detección ADN (orina)	CLC04156	Uri(espec.)-- Chlamydia trachomatis (ADN); prop.arb. (grupo)	-	Tª ambiente	Primer chorro de orina en frasco estéril	MICRO-MOLECULAR		3 días
Neisseria gonorrhoeae, detección ADN (ex. endocervical)	CLC05121	Secr(Cérvix uterino)-- Neisseria gonorrhoeae (ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado endocervical / Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR		3 días
Neisseria gonorrhoeae, detección ADN (ex. uretral)	CLC05123	Secr(Uretra)-- Neisseria gonorrhoeae (ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado uretral / Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR		3 días
Neisseria gonorrhoeae, detección ADN	CLC05122	Secr(Recto)-- Neisseria gonorrhoeae (ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado rectal/Hisopo con	MICRO-MOLECULAR		3 días

(ex. rectal)		proc.)			medio UTM			
Mycoplasma genitalium, detección ADN (ex. uretral)	CLC05353	Secr(Uretra)--Mycoplasma genitalium(ADN); c.arb.(0 1; proc.)		Tª ambiente	Exudado rectal/Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Laboratorio de referencia	5 días
Mycoplasma genitalium, detección ADN (ex. endocervical)	CLC05351	Secr(Cérvix uterino)--Mycoplasma genitalium(ADN); c.arb.(0 1; proc.)		Tª ambiente	Exudado rectal/Hisopo con medio UTM	MICRO-MOLECULAR	Laboratorio de referencia	5 días
Bordetella pertussis, detección ADN (secr. nasofaríngea; aspirado)	CLC02722	Secr(Nasofaringe; Asp)--Bordetella pertussis(ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Refrigerado	Aspirado nasofaríngeo en frasco estéril 10 ml	MICRO-MOLECULAR	Laboratorio de referencia	3 días.
Bordetella parapertussis, detección ADN	CLC03993	Sist(espec.)--Bordetella parapertussis(ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Refrigerado	Aspirado nasofaríngeo en frasco estéril 10 ml	MICRO-MOLECULAR	Laboratorio de referencia	3 días.
Leishmania donovani, detección ADN (médula ósea)	CLC06494	MOs--Leishmania donovani(ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Refrigerado	Aspirado de médula en tubo con EDTA	MICRO-MOLECULAR	Laboratorio de referencia	10 días.
Virus de la hepatitis B, genotipado	CLC60103	Pla--Virus de la hepatitis B(ADN); taxón(genotipo; proc.)	-	Refrigerado	Bote de citología líquida	MICRO-MOLECULAR	Requiere carga viral de >1000 copias Laboratorio de referencia	10 días.
Virus de la hepatitis C, genotipado	CLC60106	Pla--Virus de la hepatitis C(ARN); taxón(genotipo; proc.)	-	Refrigerado	Sangre total en edta con gel separado	MICRO-MOLECULAR	Requiere carga viral de >1000 copias Laboratorio de referencia	10 días.
Virus del papiloma humano (AR), genotipado (ex. endocervical)	CLC60067	Secr(Cérvix uterino)--Papilomavirus humano de alto riesgo(ADN); taxón(genotipo; proc.)	-	Refrigerado	Bote de citología líquida	MICRO-MOLECULAR	Laboratorio de referencia	10 días.
Virus de Epstein-Barr, cuantificación ADN (UI)	CLC05189	Pla--Herpesvirus humano 4(ADN); c.sust.arb.(proc.)	-	Refrigerado	Sangre total, Suero o plasma	MICRO-MOLECULAR	Laboratorio de referencia	10 días.
Virus BK, cuantificación ADN (orina)	CLC05069	Uri--Poliomavirus humano 1(ADN); c.núm.(proc.)	-	Refrigerado	Orina	MICRO-MOLECULAR	Laboratorio de referencia	10 días.
Virus BK, cuantificación ADN	CLC05068	Pla--Poliomavirus humano 1(ADN); c.núm.(proc.)	-	Refrigerado	Sangre total, Suero o Plasma	MICRO-MOLECULAR	Laboratorio de referencia	10 días.
Virus JC, detección ADN	CLC02731	Pla--Poliomavirus humano	-	Refrigerado	Sangre total, Suero o	MICRO-MOLECULAR	Laboratorio de referencia	10 días.

		2(ADN); c.arb. (0 1; proc.)			Plasma			
Virus JC, detección ADN (LCR)	CLC60084	LCR-- Poliomavirus humano 2(ADN); c.arb. (0 1; proc.)	-	Refrigerado	LCR	MICRO- MOLECULA R	Laboratorio de referencia	10 días.
Citomegalovirus, detección ADN (orina)	CLC04444	Uri-- Herpesvirus humano 5(ADN); c.arb. (0 1; proc.)	-	Refrigerado	Orina	MICRO- MOLECULA R	Laboratorio de referencia	10 días.
Citomegalovirus, detección ADN (biopsia de colon)	CLC06540	Biopsia(Colon) --Herpesvirus humano 5(ADN); c.arb. (0 1; proc.)	-	Refrigerado	biopsia	MICRO- MOLECULA R	Laboratorio de referencia	10 días.
Citomegalovirus, cuantificación ADN (UI)	CLC08693	Pla-- Herpesvirus humano 5(ADN); c.sust.arb. (proc.)	-	Refrigerado	Sangre total, Suero o Plasma	MICRO- MOLECULA R	Laboratorio de referencia	10 días.
Virus de la hepatitis C, cuantificación ARN (UI)	CLC60112	Pla--Virus de la hepatitis C(ARN); c.sust.arb. (proc.)	-	Refrigerado	Sangre total en edta con gel separado r	MICRO- MOLECULA R	Laboratorio de referencia	10 días.
Virus de la hepatitis D, cuantificación ARN	CLC02821	Pla--Virus de la hepatitis delta(ARN); c.núm.(proc.)	-	Refrigerado	Sangre total en edta con gel separado r	MICRO- MOLECULA R	Laboratorio de referencia	10 días.
Virus del sarampión, detección ARN (secre. nasofaríngea; aspirado)	CLC03022	Secr(Nasofarin ge; Asp)--Virus del sarampión(AR N); c.arb.(0 1; proc.)	-	Tª ambiente	Exudado nasofarín geo /Hisopo con medio UTM	MICRO- MOLECULA R	Laboratorio de referencia	7 días
Virus del dengue, detección ARN	CLC03157	Pla--Virus del dengue(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Refrigerado	Sangre total en edta con gel separado r	MICRO- MOLECULA R	Laboratorio de referencia. Requiere declaración en red alerta	10 días.
Virus Zika, detección ARN	CLC03595	Pla--Virus Zika(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Refrigerado	Sangre total en edta con gel separado r	MICRO- MOLECULA R	Laboratorio de referencia. Requiere declaración en red alerta	10 días.
Virus Zika, detección ARN (orina)	CLC03596	Uri--Virus Zika(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Refrigerado	Orina	MICRO- MOLECULA R	Laboratorio de referencia. Requiere declaración en red alerta	10 días.
Virus de la inmunodeficiencia humana 1, cuantificación ARN (UI)	CLC07652	Pla--Virus de la inmunodeficie ncia humana 1(ARN); c.sust.arb. (proc.)	-	Refrigerado	Sangre total en edta con gel separado r	MICRO- MOLECULA R	Laboratorio de referencia	10 días.
Virus de la parotiditis,	CLC08320	Uri--Virus de la	-	Refrigerado	Orina	MICRO- MOLECULA	Laboratorio de referencia	10 días.

detección ARN (orina)		parotiditis(ARN); c.arb.(0 1; proc.)				R		
Virus de la parotiditis, detección ARN (saliva)	CLC08321	Slv--Virus de la parotiditis(ARN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Refrigerado	Suero o sangre total en edta	MICRO-MOLECULAR	Laboratorio de referencia	10 días.
Virus del herpes simple 1 y 2, detección ADN (muestra biológica)	CLC03938	Sist(espec.)--Herpesvirus humano 1 y 2(ADN); prop.arb.(grupo)	-	Refrigerado	Exudado úlcera en medio UTM.	MICRO-MOLECULAR	Laboratorio de referencia	10 días.
Virus de la hepatitis B, detección ADN	CLC60062	Pla--Virus de la hepatitis B(ADN); c.arb.(0 1; proc.)	-	Refrigerado	Sangre total en edta con gel separado r	MICRO-MOLECULAR	Laboratorio de referencia. Requiere declaración en red alerta	10 días.
Mycobacterium tuberculosis complex, detección ADN (secreción; aspirado; informe)	CLC03935	Secr(Asp; espec.)--Mycobacterium tuberculosis complex(ADN); c.arb.(informe; 0 1)	-	Refrigerado	Aspirado broncoalveolar	MICRO-MOLECULAR		3 días.
CULTIVO MICROBIOLÓGICO								
Bacteria multiresistente, detección (ex. axilar)	CLC05092	Secr(Axila; espec.)--Bacteria(multiresistencia); prop.arb.(grupo)		Refrigerado	Exudado con torunda con medio de transporte	OTROS		48 horas
Bacteria multiresistente, detección (ex. faríngeo)	CLC05108	Secr(Faringe; espec.)--Bacteria(multiresistencia); prop.arb.(grupo)		Refrigerado	Exudado con torunda con medio de transporte	OTROS		48 horas
Bacteria multiresistente, detección (ex. nasal)	CLC05080	Secr(Nariz; espec.)--Bacteria(multiresistencia); prop.arb.(grupo)		Refrigerado	Exudado con torunda con medio de transporte	OTROS		48 horas
Bacteria multiresistente, detección (ex. perianal)	CLC03889	Secr(Ano; periferia)--Bacteria(multiresistencia); prop.arb.(grupo)		Refrigerado	Exudado con torunda con medio de transporte	OTROS		48 horas
Bacteria multiresistente, detección (ex. rectal)	CLC03901	Secr(Recto)--Bacteria(multiresistencia); prop.arb.(grupo)		Refrigerado	Exudado con torunda con medio de transporte	OTROS		48 horas
Absceso: Cultivo de bacterias	CLC01774	Pus(Abs; espec.)--		Refrigerado		OTROS		5 días

		Bacterias; prop.arb. (grupo)						
Absceso (aspirado): Cultivo de bacterias	CLC01784	Pus(Abs; Asp; espec.)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Aspirado de abscesos en bote estéril	OTROS		5 días
Biopsia: Cultivo de bacterias	CLC03238	Biopsia(espe c.)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Biopsia en bote estéril	OTROS		5 días
Biopsia gástrica: Cultivo de Helicobacter pylori	CLC03872	Biopsia(Gst)- - Helicobacter pylori; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Biopsia Gástrica en bote estéril con suero	OTROS		10 días
Catéter (punta): Cultivo de bacterias	CLC03604	Catéter(punt a)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Punta de Catéter en bote estéril sin medio	OTROS		3 días
Catéter (punta): Cultivo de hongos	CLC03606	Catéter(punt a)--Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Punta de Catéter en bote estéril sin medio	OTROS		3 días
Córnea (raspado): Cultivo de bacterias	CLC03849	Córnea(rasp ado)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2 exudados úlceras con torunda con medio	OTROS		5 días
Córnea (raspado): Cultivo de hongos	CLC03851	Córnea(rasp ado)-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2 exudados úlceras con torunda con medio	OTROS		7 días
Dispositivo biomédico: Cultivo de bacterias	CLC03821	Material(bio médico; espec.)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Dispositi vo biomédic o en bote estéril	OTROS		5 días
Espuito: Cultivo de bacterias	CLC01794	Spu-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Espuito purulento en bote estéril sin medio	OTROS		5 días
Espuito: Cultivo de hongos	CLC01796	Spu-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Espuito purulento en bote estéril sin medio	OTROS		5 días
Espuito: Cultivo de micobacterias	CLC01800	Spu-- Micobacteria s; prop.arb.		Refrigerado	Espuito purulento en bote	OTROS	Laboratorio de referencia	30 días

		(grupo)			estéril sin medio			
Exudado balano-prepucial: Cultivo de hongos	CLC02193	Secr(Glande +Prepucio)--Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2 exudados Balano en torunda con medio	OTROS		3 días
Exudado conjuntival: Cultivo de bacterias	CLC01822	Secr(Conjuntiva; espec.)--Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2 exudados conjuntiva en torunda con medio	OTROS		5 días
Exudado conjuntival: Cultivo de hongos	CLC01824	Secr(Conjuntiva; espec.)--Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2 exudados conjuntiva en torunda con medio	OTROS		5 días
Exudado endocervical: Cultivo de bacterias	CLC01814	Secr(Cérvix uterino)--Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2 exudados endocervical con torunda con medio	OTROS		3 días
Exudado endocervical: Cultivo de hongos	CLC02514	Secr(Cérvix uterino)--Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2 exudados endocervical con torunda con medio	OTROS		3 días
Exudado endocervical: Cultivo de Neisseria gonorrhoeae	CLC01816	Secr(Cérvix uterino)--Neisseria gonorrhoeae; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2 exudados endocervical con torunda con medio	OTROS		3 días
Exudado endocervical: Cultivo de micoplasmas genitales	CLC01818	Secr(Cérvix uterino)--Mycoplasmataceae; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2 exudados endocervical con torunda con medio	OTROS		3 días
Exudado faríngeo: Cultivo de bacterias	CLC01829	Secr(Faringe)--Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Exudado faríngeo migdalar con torunda con medio	OTROS		2 días
Exudado faríngeo: Cultivo de hongos	CLC01831	Secr(Faringe)--Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Exudado faríngeo migdalar con torunda con medio	OTROS		2 días

Exudado herida: Cultivo de bacterias	CLC01836	Secr(herida; espec.)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado		OTROS		5 días
Exudado herida: Cultivo de hongos	CLC01838	Secr(herida; espec.)-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado		OTROS		7 días
Exudado herida (quirúrgica): Cultivo de bacterias	CLC01846	Secr(herida; qui.; espec.)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado		OTROS		5 días
Exudado herida (quirúrgica): Cultivo de hongos	CLC01848	Secr(herida; qui.; espec.)-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado		OTROS		7 días
Exudado mucosa (boca): Cultivo de hongos	CLC01853	Secr(mucosa ; Boca)-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Exudado bucal con torunda con medio	OTROS		2 días
Exudado nasal: Cultivo de Staphylococcus aureus	CLC01858	Secr(Nariz; espec.)-- Staphylococcus aureus; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Exudado Nasal de ambos orificios con torunda con medio	OTROS		2 días
Exudado ótico (externo): Cultivo de bacterias	CLC01860	Secr(Oído; externo; espec.)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Exudado ótico con torunda con medio	OTROS		3 días
Exudado ótico (externo): Cultivo de hongos	CLC01862	Secr(Oído; externo; espec.)-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Exudado ótico con torunda con medio	OTROS		3 días
Exudado ótico (medio): Cultivo de bacterias	CLC01867	Secr(Oído; medio; espec.)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Exudado ótico con torunda con medio	OTROS		3 días
Exudado ótico (medio): Cultivo de hongos	CLC01869	Secr(Oído; medio; espec.)-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Exudado ótico con torunda con medio	OTROS		3 días
Exudado úlcera: Cultivo de bacterias	CLC01892	Secr(úlceras; espec.)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2 exudados úlceras con torunda	OTROS		5 días

					con medio			
Exudado úlcera: Cultivo de hongos	CLC01894	Secr(úlceras; espec.)-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2 exudados úlceras con torunda con medio	OTROS		5 días
Exudado úlcera: Cultivo de micobacterias	CLC01898	Secr(úlceras; espec.)-- Micobacteria s; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2 exudados úlceras con torunda con medio	OTROS		5 días
Exudado umbilical: Cultivo de bacterias	CLC01909	Secr(Omblig o)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Exudado umbilical con torunda con medio	OTROS		3 días
Exudado umbilical: Cultivo de hongos	CLC01911	Secr(Omblig o)--Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Exudado umbilical con torunda con medio	OTROS		3 días
Exudado uretral: Cultivo de bacterias	CLC01941	Secr(Uretra) --Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2 exudados con torunda con medio	OTROS		2 días
Exudado uretral: Cultivo de hongos	CLC02512	Secr(Uretra) --Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2 exudados con torunda con medio	OTROS		2 días
Exudado uretral: Cultivo de Neisseria gonorrhoeae	CLC01943	Secr(Uretra) --Neisseria gonorrhoeae ; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2 exudados con torunda con medio	OTROS		2 días
Exudado uretral: Cultivo de micoplasmas genitales	CLC01945	Secr(Uretra) -- Mycoplasmata ceae; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2 exudados con torunda con medio	OTROS		2 días
Exudado vaginal: Cultivo de bacterias	CLC01916	Secr(Vagina) --Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2 exudados con torunda con medio	OTROS		2 días
Exudado vaginal: Cultivo de hongos	CLC01918	Secr(Vagina) --Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2 exudados con torunda con medio	OTROS		2 días

Exudado vaginal: Cultivo de Trichomonas vaginalis	CLC01928	Secr(Vagina)-- Trichomonas vaginalis; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2 exudados con torunda con medio	OTROS		7 días
Exudado vagino-rectal: Cultivo de Streptococcus agalactiae	CLC01932	Secr(Vagina+ Recto)-- Streptococcus agalactiae; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Exudado vagino-rectal con torunda con medio	OTROS		2 días
Heces: Cultivo de bacterias	CLC01949	Fae-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Heces en bote de boca ancha	OTROS		3 días
Heces: Cultivo de micobacterias	CLC01951	Fae-- Micobacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Heces en bote de boca ancha	OTROS		3 días
Heces: Estudio de parásitos	CLC00259	Fae-- Parásitos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Heces en bote de boca ancha	OTROS		2 días
Hemoderivado: Cultivo de bacterias	CLC05437	Hemoderivado(espec.)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Sangre en bote hemocultivo	OTROS		5 días
Humor acuoso: Cultivo de bacterias	CLC03756	HAc(espec.)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	bote estéril sin medio	OTROS		7 días
Humor acuoso: Cultivo de hongos	CLC03758	HAc(espec.)-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	bote estéril sin medio	OTROS		15 días
Leche materna: Cultivo de bacterias	CLC02521	Leche(Mama)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	bote estéril sin medio	OTROS		5 días
Líquido biológico: Cultivo de bacterias	CLC01967	LBio(espec.)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2º bote estéril sin medio	OTROS		5 días
Líquido biológico: Cultivo de hongos	CLC01969	LBio(espec.)-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2º bote estéril sin medio	OTROS		5 días
Líquido biológico: Cultivo de micobacterias	CLC01973	LBio(espec.)-- Micobacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2º bote estéril sin medio	OTROS		5 días
Líquido amniótico: Cultivo de bacterias	CLC02172	LAm-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	bote estéril sin medio	OTROS		7 días.
Líquido amniótico: Cultivo de hongos	CLC02174	LAm-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	bote estéril sin medio	OTROS		15 días

Líquido ascítico: Cultivo de bacterias	CLC02086	LAs-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2º bote estéril sin medio	OTROS		5 días
Líquido ascítico: Cultivo de hongos	CLC02088	LAs-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2º bote estéril sin medio	OTROS		5 días
Líquido ascítico: Cultivo de micobacterias	CLC02092	LAs-- Micobacteria s; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2º bote estéril sin medio	OTROS		5 días
Líquido biliar: Cultivo de bacterias	CLC03312	LBi(espec.)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2º bote estéril sin medio	OTROS		5 días
Líquido biliar: Cultivo de hongos	CLC03314	LBi(espec.)-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2º bote estéril sin medio	OTROS		5 días
Líquido cefalorraquídeo: Cultivo de bacterias	CLC02094	LCR-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Tª ambiente		OTROS		5 días
Líquido cefalorraquídeo: Cultivo de hongos	CLC02096	LCR-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Tª ambiente	2º bote de Líquido cefalorra quídeo sin aditivos	OTROS		5 días
Líquido cefalorraquídeo: Cultivo de micobacterias	CLC02100	LCR-- Micobacteria s; prop.arb. (grupo)		Tª ambiente	2º bote de Líquido cefalorra quídeo sin aditivos	OTROS		5 días
Líq. diálisis peritoneal: Cultivo de bacterias	CLC02102	LDP-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2º bote estéril sin medio	OTROS		5 días
Líq. diálisis peritoneal: Cultivo de hongos	CLC02104	LDP-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2º bote estéril sin medio	OTROS		5 días
Líquido pericárdico: Cultivo de bacterias	CLC02111	LPe-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2º bote estéril sin medio	OTROS		5 días
Líquido pericárdico: Cultivo de hongos	CLC02113	LPe-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2º bote estéril sin medio	OTROS		5 días
Líquido pericárdico: Cultivo de micobacterias	CLC02117	LPe-- Micobacteria s; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2º bote estéril sin medio	OTROS		5 días
Líquido pleural: Cultivo de bacterias	CLC02119	LPI-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2º bote estéril sin medio	OTROS		5 días

Líquido pleural: Cultivo de hongos	CLC02121	LPI--Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2º bote estéril sin medio	OTROS		5 días
Líquido pleural: Cultivo de micobacterias	CLC02125	LPI-- Micobacteria s; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2º bote estéril sin medio	OTROS		5 días
Líquido seminal: Cultivo de bacterias	CLC01975	Sem-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Semen en bote estéril (entregar en 1.5 horas máx.)	OTROS		3 días
Líquido seminal: Cultivo de hongos	CLC01977	Sem-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Semen en bote estéril (entregar en 1.5 horas máx.)	OTROS		3 días
Líquido seminal: Cultivo de micoplasmas genitales	CLC01981	Sem-- Mycoplasmat aceae; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Semen en bote estéril (entregar en 1.5 horas máx.)	OTROS		3 días
Líquido sinovial: Cultivo de bacterias	CLC02127	LSi(espec.)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2º bote estéril sin medio	OTROS		5 días
Líquido sinovial: Cultivo de hongos	CLC02129	LSi(espec.)-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2º bote estéril sin medio	OTROS		5 días
Líquido sinovial: Cultivo de micobacterias	CLC02133	LSi(espec.)-- Micobacteria s; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	2º bote estéril sin medio	OTROS		5 días
Orina (media): Cultivo de bacterias	CLC02003	Uri(media)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Orina media en tubo con tapón verde con conserva nte para orina	OTROS		3 días
Orina (media): Cultivo de hongos	CLC02005	Uri(media)-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Orina media en tubo con tapón verde con conserva nte para orina	OTROS		3 días
Orina (media): Cultivo de micobacterias	CLC02009	Uri(media)-- Micobacteria s; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	3 muestras consecuti vas en días alternos. Bote azul de boca	OTROS	Laboratorio de referencia	30 días

					ancha.			
Orina (bolsa pediátrica): Cultivo de bacterias	CLC02013	Uri(colector; pediátrico)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado		OTROS		3 días
Orina (bolsa pediátrica): Cultivo de hongos	CLC02015	Uri(colector; pediátrico)-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado		OTROS		3 días
Orina (catéter): Cultivo de bacterias	CLC02023	Uri(catéter; espec.)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Orina media en tubo con tapón verde con conservante para orina	OTROS		3 días
Orina (catéter): Cultivo de hongos	CLC02025	Uri(catéter; espec.)-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Orina media en tubo con tapón verde con conservante para orina	OTROS		3 días
Orina (postmasaje prostático): Cultivo de bacterias	CLC02043	Uri(postmasaje; Próstata)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Orina media pre y post eyaculación en tubo con tapón verde con conservante para orina	OTROS		3 días
Orina (postmasaje prostático): Cultivo de hongos	CLC02045	Uri(postmasaje; Próstata)-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Orina media pre y post eyaculación en tubo con tapón verde con conservante para orina	OTROS		3 días
Pelo: Cultivo de hongos	CLC02061	Pelo(espec.)-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Bote esteril sin medio	OTROS		30 días
Piel (escamas): Cultivo de hongos	CLC02064	Piel(escamas; espec.)-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Bote esteril sin medio	OTROS		30 días
Placenta: Cultivo de bacterias	CLC03837	Placenta-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Bote esteril sin medio	OTROS		7 días
Placenta: Cultivo de hongos	CLC03839	Placenta-- Hongos;		Refrigerado	Bote esteril sin	OTROS		15 días

		prop.arb. (grupo)			medio			
Sangre: Cultivo de bacterias	CLC02067	San(espec.)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Sangre en bote hemocultivo	OTROS		5 días
Sangre: Cultivo de hongos	CLC02069	San(espec.)-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Sangre en bote hemocultivo	OTROS		5 días
Sangre: Cultivo de bacterias (pediátrico)	CLC03230	San(espec.)-- Bacterias; prop.arb. (grupo; pediátrico)		Refrigerado	Sangre en bote hemocultivo	OTROS		5 días
Sangre: Estudio de parásitos	CLC02076	San-- Parásitos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Sangre en bote hemocultivo	OTROS		5 días
Sangre (catéter): Cultivo de bacterias	CLC09235	San(catéter; espec.)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Sangre en bote hemocultivo	OTROS		5 días
Sangre (catéter): Cultivo de hongos	CLC09237	San(catéter; espec.)-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Sangre en bote hemocultivo	OTROS		5 días
Secreción bronquial (aspirado): Cultivo de bacterias	CLC03168	Secr(Bronquio; Asp; espec.)-- Bacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Aspirado /Lavado bronquial en bote estéril	OTROS		5 días
Secreción bronquial (aspirado): Cultivo de hongos	CLC03170	Secr(Bronquio; Asp; espec.)-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Aspirado /Lavado bronquial en bote estéril	OTROS		5 días
Secreción bronquial (aspirado): Cultivo de micobacterias	CLC03174	Secr(Bronquio; Asp; espec.)-- Micobacterias; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Aspirado /Lavado bronquial en bote estéril	OTROS		5 días
Uña: Cultivo de hongos	CLC02083	Uña(espec.)-- Hongos; prop.arb. (grupo)		Refrigerado	Bote esteril sin medio	OTROS		30 días

El tiempo de respuesta de algunas pruebas puede variar entre 1-7 días*, en función del días de llegada de la muestra al laboratorio, adecuandolo al sistema gestión de la demanda implantado en la laboratorio para mejorar la eficiencia del mismo.

ACTUALIZACIÓN CARTERA DE SERVICIOS

La cartera de servicios del laboratorio de Rutina se actualizará de forma anual, mediante consenso con los facultativos clínicos y tras la valoración de la rentabilidad diagnóstica de las pruebas a incorporar o eliminar. El FEA responsable dará a conocer al resto del personal las pruebas a incorporar y facilitará la formación técnica y teórica que sea necesaria.

Además, se establecen los canales de comunicación para la difusión de la misma, que son la publicación en la Intranet para su consulta por parte de los profesionales sanitarios, la carpeta común “Protocolos Laboratorio” para los profesionales del Laboratorio y la página web para su consulta por parte de los pacientes.